


ティオンライト

歯面漂白用加熱装置(歯科重合用光照射器)

医療ホワイトニング ティオン[®]
オフィスホワイトニングの
チェアタイムを短縮



チェアタイムを短縮する2つのモードを搭載


Quickモード NEW

Normalモードと同程度の効果を保ちながら、照射時間を従来の半分に短縮できます。



Resinモード NEW

コンポジットレジン用の光照射器を準備する必要がなく、全顎一度に照射することが可能です。




照射モード一覧

モード	照射時間 (初期設定値)	特徴
<small>NEW</small> レジン Resin	20秒	歯肉保護レジンの硬化に
<small>NEW</small> Quick	6分	短時間でいたいケースに
ノーマル Normal	12分	通常モード
Low	12分	知覚過敏が心配なケースに

※Resin, Quickは自社従来品からの追加

照射光の波長域



歯面漂白用加熱装置 (歯科重合用光照射器)

ティオンライト

仕様

電源電圧	AC100V 50/60Hz
電源入力	30VA
寸法	本体 高さ 1550mm ベース部 510mm×430mm
重量	本体 13.5kg
可動範囲	上下可動範囲 540mm
光源	5Wタイプ紫LED×5灯
出力ピーク波長	395~410nm
照射時間	10秒~20分
照射範囲	横70mm×縦30mm

包装・希望医院価格

本体 1台、マウスガード(ティオンライト用) 2個(本体装着+付属)、保護メガネ(オーバークラスタイプ) 2個、六角レンチ(大)(小) 各1個、電源コード 1本=¥555,000

単品包装

保護メガネ(オーバークラスタイプ)
包装・希望医院価格●1個=¥7,000

歯面漂白用加熱装置 (歯科重合用光照射器) ティオンライト
一般医療機器 特定保守管理医療機器
13B1X00155000312

製品紹介動画は
▼コチラ▼



※掲載情報と価格は、2024年2月現在のものです。
※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。
※製品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。

発売元 **株式会社 ジーシー** / 製造販売元 **株式会社 ジーシー**
東京都中央区本郷3丁目2番14号 東京都板橋区蓮沼町76番1号

カスタマーサービスセンター

お客様窓口 ☎0120-416480

受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祝日を除く)

<https://www.gc.dental/japan/>

支店

●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333

営業所

●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722

●東北(022)207-3370 ●九州(092)441-1286

関連製品



歯科用オフィスホワイトニング

ティオン オフィス

包装・希望医院価格●オフィスホワイトニング材 シリンジA (1.0g) 1本、オフィスホワイトニング材 シリンジB (1.0g) 1本、リアクター (2.0g) 1本、歯肉保護レジン (1.5g) 1本、DISPO-ZAPフルディッシュ 1個、DISPO-ZAPフルブラシ 2本、DISPO-ZAPファイバー付きチップ 2個=¥5,800

単品包装

歯肉保護レジン
包装・希望医院価格●1歯:1.5g 1本=¥1,500

歯科用漂白材 ティオン オフィス
高度管理医療機器 22200BZX00785000

医療ホワイトニング
専用サイトはコチラ



リップジェル

包装・希望医院価格●1歯:1個 8g=¥1,050



リトラクター

包装・希望医院価格●1歯:5個=¥3,200

歯科用漂白剤 リトラクター
一般医療機器 13B1X00155000199



フェイシャルシート

包装・希望医院価格●1歯:100枚=¥3,600

ご使用に際しては、必ず製品の電子添文をお読みください。

iPhoneもAndroidも

App Store Google Play

どちらもコチラのQRでOK!

推奨OSバージョンはiOS:14.0以上、Android:10.0以上です。

ジーシー
公式アプリ

