


イオム ナゴミ for DH

歯科用ユニット

歯科衛生士の業務をより快適に、効率的に。



EOM NAGOMI for DH

Concept

歯科衛生士のために 専用の歯科用ユニットを。

口腔管理への意識の高まりとともに、
「予防処置」「保健指導」「診療補助」
歯科衛生士の3大業務を果たす役割がますます大きくなっています。
業務に求められる機能を厳選・装備し、
歯科衛生士への心づかいを込めて、
イオム ナゴミ for DH をお届けします。
歯科衛生士が、日々の業務をより快適に、
よりスムーズにおこなえるようサポートします。

予防処置

保健指導

診療補助

EOM **nagomi** *for DH*



EOM NAGOMI for DH

Features

歯科衛生士の さまざまな施術シーンを きめ細やかにサポート


歯科衛生士の施術に際して
最適なハンドピース類をラインナップ。
効率的に、そして快適に、
2ハンド診療ができる機能を備えています。



01 スマートに使える ユニット内蔵型エアフロー※


バイオフィilmやステインの除去を効率よく行えるエアフロー※。
ドクターユニット本体へのビルトインが可能で、
歯面清掃時に都度、コード類を接続する準備が必要ありません。
※オプション





02 たしかな操作をかなえる フットコントローラー

どこを踏んでも反応する円形ペダルを採用。
PMTCなどの施術時、
患者さんの口腔内が見やすい位置に移動しながら、
視線を外すことなく足元操作が可能です。



03

注水量の微調整が 可能な水量調整バルブ

ドクターテーブルの下面にある
水量調整バルブにより、
超音波スケーラー使用時の
注水量を手元操作で微調整が可能。
効率的な歯石除去をサポートします。



04

長時間の施術でも リラックスできる シフォンシート*

チェアシートは、
リラクゼーションシート
「シフォン」*を採用。
患者さんを包み込むように支え、
緊張を緩和します。
ホワイトニングなどの施術でも
快適な診療を提供できます。
※オプション



chiffon

リラクゼーションシート
【シフォン】



05

患者さんとの コミュニケーションを もっと取りやすく

ドクターユニットを、チェア後方へ
移動することが可能。
インフォームドコンセントの際など、
患者さんとの距離が縮まります。



EOM NAGOMI for DH Functions

歯科衛生士の施術を支える機能を
すみずみにまで

歯科衛生士が、より快適に
高いパフォーマンスを発揮できるよう、
イオム ナゴミ for DHは、他にも
選りすぐりの機能を装備しています。



EOMを歯科衛生士のために
イオム ナゴミ for DH 専用サイト




施術中にも手が届きやすい
アシスタントハンガー

アシスタントハンガーは、2ハンド診療の際、パキュームに手が届きやすいポジショニングが可能です。



歯科衛生士の施術に適した
ハンドピース

PMTCやスケーリングなど、歯科衛生士の施術に適したハンドピースを取り揃えています。医院の診療スタイルに合わせて、エアフロー^{※1}やソニックブラシ^{※2}などのハンドピースもお選びいただけます。 ※1 オプション ※2 別売



効率的な歯面清掃が可能な
エアフロー^{※1}と大口径タイプのカニューレ

パウダーの噴射範囲・速度が優れているエアフロー^{※1}で、歯面汚れの除去時間を短縮。吸引効率を高める大きな吸引口が特長の「プロフィラキスカニューレ」が、エアフロー使用時のパウダーの飛散を抑えます。 ※オプション



施術に合わせた設定が可能な
メモリー機能

ハンドピースの設定を登録することができ、超音波スケーラーのパワー制御や、マイクロモーターの回転数など、素早く切り替えが可能。業務効率の向上につながります。



染色材の汚れが目立ちにくい
スピットンカラー

染色材の汚れが目立ちにくいように、濃いグレー色もセレクトできます。


カラーバリエーション

チェアシートカラー (各色)



クリーミーラテ シルキーベージュ ミスティグレイ

スツールシートカラー (各色)



真珠 ミッドナイトグレイ

スピットンカラー (各色)



ホワイト ミッドナイトグレイ

チェアシートカラー、スツールシートカラー、スピットンカラーは本パンフレット掲載の色以外からもお選びいただけます。詳しくはイオム ナゴミ for DH 専用サイトをご確認ください。

装備一覧表

●: 標準装備 △: オプション ▲: 工場オプション (ご注文時に申し受けます)

Table with 2 columns: Item Name and Availability. Rows include components like Doctor Unit, Vacuum, Chair, and various accessories.

主な関連器具の滅菌・消毒対応

Table with 2 columns: Item Name and Disinfection/sterilization status. Rows include autoclave, ultrasonic cleaner, and other dental instruments.


歯科用口腔洗浄器 イオムシリンジ 一般医療機器 13B1X00155000235 歯科用ガス式ハンドピース グリーンインパルス 管理医療機器 特定保守管理医療機器 224ALBZX00044A01 製造販売元 株式会社ナカニシ...

寸法図

寸法 (1/50 縮寸) 単位:mm

仕様

●電源電圧 = AC100V 50/60Hz ●最大消費電力 = 900VA ●使用空気圧 = 0.5MPa ●使用水圧 = 0.2MPa ●重量 = 約150kg



for DH用 収納ケース

PMTCなどの施術時に使用するペーストやフロスなどをコンパクトに収納できるケース。 ※写真に掲載のペーストやフロスなどの製品は含まれておりません。



歯科用ユニット イオム ナゴミ 管理医療機器 特定保守管理医療機器 304AKBZX00059000

※掲載の情報は、2025年1月現在のものです。 ※製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。...

確かな品質に信頼のアフターサービス。 歯科用ユニット保証期間3年間

万が一故障への不安が大きいユニットを、長期安心してご使用いただくため、品質の向上に取り組みできました。 ユニットの3年間保証はジーシー製の大きな信頼の証です。



ユニット本体及びライトの保証期間は3年です。ただし、消耗品は保証対象外です。また、メーカーが別途定めた保証期間に準ずる品目については、各製品の使用説明書などをご覧ください。

ご使用に際しては、必ず製品の電子添文をお読みください。

発売元 株式会社 ジーシー / 製造販売元 株式会社 ジーシー 東京都文京区本郷3丁目2番14号 東京都板橋区蓮沼町76番1号

カスタマーサービスセンター お客様窓口 0120-416480 受付時間9:00a.m.~5:00p.m. (土曜日、日曜日、祝日を除く) https://www.gc.dental/japan/ 支店 ●東京 (03)3813-5751 ●大阪 (06)4790-7333 営業所 ●北海道 (011) 729-2130 ●名古屋 (052) 757-5722 ●東北 (022) 207-3370 ●九州 (092) 441-1286



ジーシー 公式アプリ



どちらでもコチラのQRでOK! 推奨OSバージョンはiOS:14.0以上、Android:10.0以上です。