

Preortho

Pre-Orthodontic Treatment & MyoFunctional Therapy Device

「プレオルソ」こども歯ならび矯正法



Forest-one




「プレオルソ」こども歯ならび矯正法とは？

100年以上も前から使用され続けている

「機能的顎矯正装置」を元に新素材で作られた

「プレオルソ」を使用した矯正治療です。



「歯ならび」だけでなく、「咬み合わせの改善」「口呼吸から鼻呼吸へ」

「舌のトレーニングによる正しい嚥下・発音」などを目的とした矯正法です。

この矯正法は、成長後に行う「本格矯正」のようなゴールを目指す治療方法ではありませんが、


「小児期」に口腔内外の環境を整え、健康的な歯ならびと口元を目指します。

将来的に本格矯正を希望される場合でも「便宜抜歯」や「後戻り」を防ぐことができる可能性が高くなります。

○「プレオルソ」こども歯ならび矯正法は、プレオルソの発明者である大塚淳先生が考案した矯正法です。

機能紹介

Functions



熱可塑性

温めることで装置自体を拡大することができ、上下顎の機能的拡大を促します。
チェアサイドで患者さんに合わせて微調整することができます。

プレオルソ商品一覧

Products List

≫ プレオルソには3タイプ/複数サイズ/2種類の硬さ素材 (ソフト/ハード) があります。

	タイプⅠ	タイプⅡ	タイプⅢ
			
適応症※	○上顎前突 ○叢生 ○過蓋咬合 ○各種保定	○開咬症 ○開咬の保定	○反対咬合 ○反対咬合の保定
イニシャル (乳歯列期・プレオルソ導入期の トレーニング用)	●1種類のみ	——	●1種類のみ NEW
SS	●ソフトタイプ ●ハードタイプ	——	——
S	●ソフトタイプ ●ハードタイプ	——	●ソフトタイプ ●ハードタイプ
N (ノーマル)	——	●ハードタイプ	●ハードタイプ
ロング	●ハードタイプ	——	●ハードタイプ


※大塚先生考案の「プレオルソ」こども歯ならび矯正法より紹介

プレオルソの4つの特徴

Soft

柔らかい素材を使用しています。

旧プレオルソと比較して
プレオルソXは装着時の痛みが
少なくなりました。



最適なデザインの
“プリフォーム”タイプ

装置を温める事により
フォーム調整が可能です。

いつでも
容易に取り外し
できます。

口腔内を清潔に保つことができます。
家にいる時間に使用します。



タングアップ
プレートを付与
しています。

舌は自動的に挙上されます。
子どもへの指導も
むずかしくありません。

プレオルソのご購入、 「プレオルソ」こども歯ならび矯正法 講習会について

現在開催中の講習会

●プレオルソのご購入にはベーシック・コースの受講をお願いしております。

※セミナーの日程が未定の場合でも講習内容の動画データを販売しております。詳しくはお問い合わせください。

1 ベーシック・セミナー（講義）

I期矯正について、プレオルソの作用機序、使用方法、体癖（態癖）についてなど

2 アドバンス・セミナー 講義編

診断について、症例に応じた使用方法、治療費の提案など

3 アドバンス・セミナー 実習編

プレオルソ・コンビネーションスタイル法（プレオルソ・2×4・バンド）実習


現在開催中の
プレオルソセミナーはこちら



https://reserva.be/forestone?ctg_no=55EjyzMLMwAACJgDX


プレオルソの構造・バクシネーターメカニズム

後方面観



※イラストはタイプIです

側方面観



※イラストはタイプIです

私は、矯正専門医として30年近く臨床に携わってきました。そして日常臨床の中で、多くの小児の不正咬合を治療してきました。FKO・ビムラー・近年開発された既成の“マウスピース型装置”や“マルチブラケット装置”等を用いた治療をしてきました。10年程前から、患者さんに負担が少なく安全な治療方法の開発に着手し、以来、試行錯誤を繰り返し、現在の「プレオルソ」こども歯ならび矯正法にいたりました。

数年前から、日常の臨床で使用できる治療方法および装置が確立し、一般歯科医や矯正専門医の先生方にもこの装置や治療方法を実際の臨床で導入していただき、数々の良い結果の報告を得ております。当セミナーはマウスピース型装置を使った内容構成ではありませんが、装置の販売が目的ではありません。

講習会に行く時間がないので装置だけ売ってくれませんか？

という方がいらっしゃいますが、私が一番恐れているのは、誤った使い方によって治療結果が出ないことです。ただ装置を販売する目的であれば講習会の必要はありません。この目指す結果を得るための、正しい使い方をマスターしていただくための講習会です。

- なぜ装置を入れて口を閉じるのか？
- なぜ舌の使い方にこだわるのか？

目からウロコを落とさせていただきます。

プレオルソ発明者・
セミナー講師
大塚 淳先生

・東京歯科大学卒業
・東京歯科大学大学院修了
・医学博士・歯科博士/
・東京歯科大学非常勤講師
・大塚矯正歯科クリニック院長

ツールのご紹介

プレオルソを知ってもらい、治療を成功させるための多数の資料をご用意しています。

1 待合室や、治療の説明に



書籍（プレオルソ治療症例が多数掲載）

大塚淳・牧野正志 監著 / クインテッセンス出版

プレオルソでの治療症例が掲載されている書籍です。さまざまな不正咬合の治療を写真付きで掲載しているため、患者さんへの説明資料としても使用できます。また「続編」ではプレオルソだけでは治療できなかった症例なども解説し、より日常臨床に合わせた実践的な内容となっています。



下敷き型コンサル用ツール

患者さん（保護者）への説明に使用できるツールです。

「矯正治療の流れ」「I期治療とII期治療の違い」「プレオルソの効果」「使い方の流れ」で説明できます。

2 プレオルソをもっと知ってもらうために



●プレオルソ紹介動画




●中原先生インタビュー動画



待合室用プレオルソ紹介ツール

ポスター、リーフレットは、待合室等でのプレオルソの紹介・認知度向上にお使いいただけます。また、動画を院内のモニターで流すことで、多くの患者さんにプレオルソを周知することができます。動画は2種類をご用意しています。



Webサイト （検討中の患者さん向け）

プレオルソによる治療を検討されている患者さん向けのWebサイトもご用意しております。

また近くのクリニックを検索できる機能を搭載しており、プレオルソを取扱のクリニック様は任意で情報を掲載することができます。



こども歯ならび.com

3 治療開始後の院内ツール



プレオルソ トレーニングBOOK

プレオルソ治療開始後の、紙芝居形式の指導・コミュニケーションツールです。

指導のポイントや伝え方も掲載しており、担当スタッフが交代しても同じ指導を継続できます。かわいいイラストを用いてお子さまにも分かりやすく構成しています。

4 治療開始後の家庭用ツール

プレオルソ ノートブック

これからプレオルソを始められるお子さまとその保護者の方に読んでいただくノートブックです。

トレーニングBOOKと同様にかわいいイラストを使用し、小さなお子さまにも矯正やプレオルソ、お口のトレーニングの大切さについて理解できるように作られています。スタンプラリーや塗り絵も掲載しているため、プレオルソを楽しく続ける手助けにもなります。



Webサイト（治療中の患者さん向け）

治療中の患者さん向けに、プレオルソの使い方やお手入れ方法を紹介するWebサイトをご用意しています。保護者向けページでは、治療中の不安や疑問解消の手助けになる情報を提供している他、お子さん向けのページでは、楽しくお口の健康やプレオルソの使い方を学べるよう、絵本やケースのデコレーション動画などをご紹介しています。



5 院内スタッフ向けツール



プレオルソ 院内スタッフ向けガイド

プレオルソを扱うスタッフの方々にプレオルソがどういうものか、どういった効果があるのかを、簡単に理解できる冊子です。使い方や診療の流れ、よくある質問等を掲載しており、いつでも適切なプレオルソの使い方を学ぶことができます。

Preortho

Pre-Orthodontic Treatment & MyoFunctional Therapy Device

Forest-one

株式会社フォレスト・ワン

〒274-0825 千葉県船橋市前原西2丁目19-1 津田沼ビート4階

TEL/047-474-8105 FAX/047-474-8106

<https://www.forest-one.co.jp/>



◀ Contact form

お問い合わせはこちら

<https://www.forest-one.co.jp/contact-form/>



◀ LINE

LINEからも
お問い合わせいただけます。

**Preortho
Document DL**



導入前に受講が必要なベーシック・セミナーのダイジェスト動画、
ドクターズボイスなど、プレオルソ導入をご検討中の方に向けた資料を
ダウンロードいただけます。

▶ https://www.forest-one.co.jp/dlcat_po/