

小帯切除にも大活躍！

Diode Laser

ULTRAFAST

歯科用ペン型半導体レーザー ウルトラファスト

コンパクトだからお子さんも怖がらない！
出血がほとんどなく、痛みの少ない施術を可能に。



臨床動画はこちらから

<https://youtu.be/N7RQrcHK6yA>

〈動画提供〉

医療法人社団 心音会 こどもの歯科 院長
伊藤織恵先生

コードレス
タイプ

Forest-one

使いたい時にすぐ使える! ストレスのないレーザー治療を実現!

小さく、汎用性が高く、高出力の歯科用ペン型半導体レーザー

コンパクト設計で、ポケットやバッグに入れても邪魔になりません。

コードレスタイプで、チェア間の移動や往診時など、シーンを選ばずに手軽に持ち運べます。

軽量化も実現しており、長時間使用しても疲れにくいのも魅力です。

サイズ

【全長】163mm 【直径】22mm

【重量】本体:100g / チャージングスタンド: 88g ◎ファイバチップ除く

コンパクト
&
コードレス

FEATURE 1

幅広い症例に対応 VERSATILITY

半導体レーザーは、その特性を生かし、幅広い歯科治療に活用されています。
CO2レーザーと比較しても遜色なく、様々な口腔内の処置に対応可能です。

効能効果	臨床例
☒ 切開 ☒ 止血 ☒ 凝固 ☒ 蒸散	☒ 口内炎 ☒ 上唇小帯切除術 ☒ 歯肉形成術 ☒ 歯周ポケット搔爬 ☒ 埋伏歯の露出(開窓) ☒ 根管治療 ☒ 抜歯窩の止血 ☒ インプラント手術及び周囲炎

FEATURE 2

高出力 HIGH POWER

最大5Wというパワフルな出力が可能です。一般的な治療では、2W程度の出力で十分な場合が多く、様々な症状に対応できます。ペン型レーザーは「低出力のため切開スピードが遅いのではないか」という従来のイメージを払拭する高出力治療も可能で、より幅広い治療選択肢を提供します。





商品の詳細は
こちらから

<https://www.forest-one.co.jp/ultrafast/>



特定診療報酬
算定医療機器

- 口腔粘膜処置(1口腔につき)
- レーザー機器加算1
- レーザー機器加算2
- レーザー機器加算3

>>> ULTRAFAST 構成品



メインコントロール×1




バッテリーアセンブリ×1



チャージングスタンド×1



ACアダプタ×1




ファイバチップ(400μm)×5



レーザーシールド×1




レーザーゴーグル×2



パリアスリーブ×50

オプション品



ファイバチップ(400μm)×25



パリアスリーブ×100



パリアスリーブ×500



チャージングスタンド×1

使いたい時にすぐ使える! ストレスのないレーザー治療を実現!

小さく、汎用性が高く、高出力の歯科用ペン型半導体レーザー

コンパクト設計で、ポケットやバッグに入れても邪魔になりません。

コードレスタイプで、チェア間の移動や往診時など、シーンを選ばずに手軽に持ち運べます。

軽量化も実現しており、長時間使用しても疲れにくいのも魅力です。

コンパクト
&
コードレス

サイズ

【全長】163mm 【直径】22mm

【重量】本体:100g / チャージングスタンド: 88g ◎ファイバチップ除く

FEATURE 1

幅広い症例に対応 VERSATILITY

半導体レーザーは、その特性を生かし、幅広い歯科治療に活用されています。

CO2レーザーと比較しても遜色なく、様々な口腔内の処置に対応可能です。

効能効果

- ☒ 切開
- ☒ 止血
- ☒ 凝固
- ☒ 蒸散


臨床例

- ☒ 口内炎
- ☒ 上唇小帯切除術
- ☒ 歯肉形成術
- ☒ 歯周ポケット搔爬
- ☒ 埋伏歯の露出(開窓)
- ☒ 根管治療
- ☒ 抜歯窩の止血
- ☒ インプラント手術及び周囲炎


FEATURE 2

高出力 HIGH POWER

最大5Wというパワフルな出力が可能です。一般的な治療では、2W程度の出力で十分な場合が多く、様々な症状に対応できます。ペン型レーザーは「低出力のため切開スピードが遅いのではないか」という従来のイメージを払拭する高出力治療も可能で、より幅広い治療選択肢を提供します。



術前



術中



術直後



術後1ヶ月



デモ依頼受付中

Webからのお申し込みも可能です！

ULTRAFASTの使い易さを体験いただくためデモを実施しています！

臨床の幅を広げたい方や、現在使用されているレーザーと比較されたい方向けに、営業担当がお伺いしてデモンストレーションを行っております。ご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

デモ依頼フォーム

www.forest-one.co.jp/
demo-sample/



下記に必要事項をご記入の上、
送信先FAX番号に送信ください。

送信先FAX番号

047-474-8106

お申し込み日

年

月

日

必ずご記入ください。

ふりがな

施設名

ふりがな

お名前

ご住所

〒□□□-□□□□

TEL

FAX

E-mail

1マスに1文字ずつ
ご記入ください。

今後フォレスト・ワンからの情報を希望されますか？

☐ 希望する

☐ 希望しない

詳しい商品説明・デモ依頼

商品説明・デモをご希望のお客様は
右の枠にチェックを記入し、FAXを送信してください。



商品情報

ダイオードレーザー ULTRAFAST	構成品		標準価格（税別）
	ULTRAFAST 本体 …………… 1個	ファイバチップ(400μm) …………… 5本	798,000円 ▼ お問い合わせください
	メインコントロール …………… 1個	レーザシールド …………… 1個	
	バッテリーアセンブリ …………… 1個	レーザゴーグル …………… 2個	
	チャージングスタンド …………… 1個	バリアスリーブ …………… 50枚	
	ACアダプタ …………… 1個		

補充用品	商品名	数量	標準価格（税別）
	ダイオードレーザー ULTRAFAST ファイバチップ	25本	16,250円
	ダイオードレーザー ULTRAFAST バリアスリーブ(100枚)	100枚	5,000円
	ダイオードレーザー ULTRAFAST バリアスリーブ(500枚)	500枚	20,000円
	ダイオードレーザー ULTRAFAST チャージングスタンド	1個	68,000円

販売名:ダイオードレーザー ULTRAFAST/一般の名称:ダイオードレーザー/医療機器分類:高度管理医療機器・特定保守管理医療機器・設置管理医療機器/医療機器製造販売承認番号:30600BZX00268000

お申し込み・お問い合わせ先

Forest-one

株式会社フォレスト・ワン 〒274-0825 千葉県船橋市前原西2丁目19-1 津田沼ビート4階

TEL 047-474-8105

FAX 047-474-8106

E-mail info@forest-one.co.jp