

歯科医院専用3Dプリンター

# ULTRACRAFT ChairSide

## 6つの特徴

- ① コンパクトで簡単操作
- ② 高速プリントで1 Day Treatment
- ③ 高精度で安定した再現性
- ④ 院内内製化に適したプロセス
- ⑤ 手を汚さない洗浄硬化作業
- ⑥ ライセンスフリーのソフト

Smart and User-friendly  
Your Chairside Assistant

NEW



3Dプリンター  
**ChairSide SET**  
(ChairSide/AirWash/AirCureフルセット)

標準価格 **¥1,550,000** (税別)



▶ 製品動画

## ULTRACRAFT ChairSide

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| 造形サイズ           | 124.8×70.2×70mm          |
| XY Native Pixel | 96μm                     |
| 寸法精度            | ±37.5-±48μm              |
| XPR Pixel       | 48μm                     |
| 造形方式            | DPL光造形                   |
| 硬化波長            | 385nm                    |
| 光源寿命            | 30,000hours              |
| 本体サイズ           | 336×528×601mm            |
| 本体重量            | 26.5kg                   |
| タッチパネルサイズ       | 177.8mm                  |
| 電源電圧            | 100-240V AC,50/60Hz,300w |



一般医療機器 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット 08B2X00005000050

## ULTRACRAFT AirWash

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 洗浄容量    | 6Models              |
| 洗浄時間    | 10分以下                |
| 推奨アルコール | 95%エタノール<br>イソプロパノール |
| 貯液容量    | 1L                   |
| 本体サイズ   | 390×405×350mm        |
| 重量      | 13.5kg               |
| 電源電圧    | 100-240V AC,50/60Hz  |



## ULTRACRAFT AirCure

|       |                     |
|-------|---------------------|
| 硬化容量  | 6Models             |
| 硬化時間  | 10分以下               |
| 本体サイズ | 310×300×245mm       |
| 重量    | 6kg                 |
| 硬化方法  | 水中                  |
| 電源電圧  | 100-240V AC,50/60Hz |



一般医療機器 歯科技工用重合装置 08B2X00005000031

お問い合わせフォーム FAX: 03-6806-3387

☐資料請求 ☐詳細説明 ☐デモ説明 ☐お見積り ☐その他

( )

お名前

歯科医院様名

〒

ご住所

電話番号

メールアドレス

販売店名/支店/担当者

QRフォームからでもOK!



※ご記入いただく個人情報につきましては、本申し込みの管理、その他情報提供のみに使用いたします。また、個人情報保護法の趣旨に則り適切に管理・お取り扱いし法令に定める例外事項に該当する場合を除き、皆様からの同意を得ずに、第三者へ提供する事はありません。

製造販売元  
株式会社エム・ディ・インスツルメンツ 〒300-1155 茨城県稲敷郡阿見町大字吉原鎌田3262-3

販売元

Angel 大栄歯科産業株式会社 〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1丁目10-17 TEL.06-6441-3332 FAX.06-6445-1276  
東京 TEL.03-6806-3381 名古屋 TEL.052-731-0610 福岡 TEL.092-473-7567