


ダイヤの チカラ SHINE

 BSA

CR ハイブリッドレジン
艶出し研磨用ポイント「シャイン」に
#28 番のみ 8 本入ったセットが追加新発売！！

中研磨用の
SHINE MEDIUM



仕上げ用の
SHINE FINE



シャインだから仕事が早い！！


ポリウレタンとダイヤの粒子砥粒 100%で出来たコンポジット研磨材「シャイン」はソフトなタッチで優れた耐久性をもつ艶出し研磨材です。ミディウム（中研磨）→ファイン（仕上）の順でお使いください。チェアサイドですぐに美しい艶出しが可能です。コントラ用バーのため、口腔内外で補綴物の研磨はもちろん余剰レジン除去などマルチにご使用いただけます。



ミディウム（4形態）とファイン（4形態）、合計8本入りの「シャイン」アソートセットはこちら

SHINE アソートセット

好評
発売中



アソート
8本
セット

商品コード	タイプ	入数	標準価格
1381	シャインアソートセット	ミディウム:#28/バレット/カップ/IC各1 ファイン:#28/バレット/カップ/IC各1	¥1,980
NEW 1382	シャイン #28番ミディウムセット	#28番のみ8本入	／ケース（税別）
NEW 1383	シャイン #28番ファインセット		

販売名:シャイン 一般的名称:歯科用ゴム製研磨材

- (一般)届出番号:23B2X00017000371
- 推奨回転数:3,000~8,000rpm(最高:15,000rpm)
- 軸径:φ2.35mm ●オートクレープ:134℃

オート
クレープ
可

 BSA [発売元]株式会社ビーエスエーサクライ
TEL.052-805-1181 <https://www.bsa-sakurai.co.jp>