

Merssage



メルサーージュ プロフェッショナルケア PMTCペースト

歯科医院用

プロの技術に応える
4種のPMTCペースト



SHOFU INC.

クリーニングペースト

メルサーージュ プロ ワンペースト

医薬部外品


「ステイン除去」から「仕上げ」まで ワンステップ

メルサーージュ プロ ワンペーストは幅広い症例をワンステップで対応可能なため、チェアタイムの短縮に貢献します。

歯面を傷つけず、やさしくクリーニング

ケイソウ土が歯面を傷つけずにステインをからめとりします。クリーニング中に碎けるケイソウ土と小さな清掃性シリカが、ツヤのある滑らかな歯面に仕上げます。

● ステイン ● ケイソウ土(清掃剤) ● 清掃性シリカ
● ポリエチレングリコール400 ● ポリビニルピロリドン



知覚過敏症状を
予防する
硝酸カリウム
フッ素1450ppm
配合



フレッシュシトラス



「ケイソウ土」とは

「ケイソウ土」は植物プランクトンの1つである珪藻が化石となった天然素材です。全体に細孔を持った多孔質構造のため、吸着性にすぐれています。

ステイン除去から仕上げて

ワンペースト1本でステイン除去から仕上げまで完結。



施術前



メルサーージュ ブラシソフト
No.S11を使用



ワンペースト使用後

知覚過敏症状がある方に

硝酸カリウム配合のため、知覚過敏症状のある歯頸部にもお使いいただけます。



施術前



メルサーージュ ブラシソフト
No.S1を使用



ワンペースト使用後

トリートメントペースト

メルサーージュ プロ TTプラス 医薬部外品

天然歯・修復物・補綴装置に 使用できるトリートメントペースト

微細なシリカが歯面の細かな凹凸を滑沢に仕上げることで
プラークやステインの再付着を予防します。

天然歯・補綴装置が混在する口腔内に

天然歯や補綴装置が混在する口腔内でもTTプラス1本でお使いいただけます。
また、フッ素1450ppm配合でう蝕の発生と進行を予防します。



施術前



メルサーージュ カップ
No.14Pを使用



TTプラス使用後



W配合で
歯周病を予防
トコフェロール酢酸エステル
β-グリチルレチン酸
フッ素1450ppm
配合




オレンジミント

トリートメントペースト

メルサーージュ プロ APプラス 口腔化粧品

卵殻由来 「ヒドロキシアパタイト※」配合

※清掃剤



ヒドロキシアパタイトとは

ヒドロキシアパタイト※は20~50nmの粒子が凝集し、約5μmの2次粒子を形成しています。
チョークやベビーパウダーの原料に使われてきた粉体本剤より粒子は細かく滑らかです。



APプロの
中身はそのまま
パッケージ
リニューアル



ユズミント

ポリッシングペースト

メルサーージュ プロ スティンオフ 医療機器

メルサーージュ レギュラーが 生まれ変わります

メルサーージュ レギュラーの操作性と高いステイン除去力を継承。

独自設計のワンタッチキャップを採用

- 排出ノズルを長く設計し、ペースト排出時の視認性にすぐれます。
- キャップがしっかり開くため、ペースト排出時にすり切りやすいです。
- ノズル径が小さく、必要量のペーストをムダなく排出することができます。



160°
しっかりと
開きます



メルサーージュ
レギュラー



メルサーージュ
プロ スティンオフ



強固な着色除去・
やに取りに



ナチュラルミント

症例写真提供: 埼玉県川口市 デンタルクリニックK
本症例はマイクロスコープで撮影しております。

4種のPMTCPペーストはメルサージュ プロ ワンペーストを中心に患者さまの口腔内の状態に合わせてペーストを選択いただけます。

強固な着色除去・ヤニ取り	中・軽度の着色除去	仕上げ	トリートメント
医療機器 ポリッシングペースト メルサージュ プロ ステインオフ 	医薬部外品 クリーニングペースト メルサージュ プロ ワンペースト 		医薬部外品 トリートメントペースト メルサージュ プロ TTプラス  口腔化粧品 トリートメントペースト メルサージュ プロ APプラス 

（イメージ図）

■ 包装・価格



メルサージュ プロ ワンペースト

薬用歯磨 医薬部外品 歯科医院用

販売名: メルサージュ P ワンP
容量: 65g
香味: フレッシュシトラス
標準医院価格: ¥2,000
製造販売業者: 日本ゼットック(株)



メルサージュ プロ APプラス

歯みがき類 口腔化粧品 歯科医院用

販売名: メルサージュ APプロ
容量: 65g
香味: ユズミント
標準医院価格: ¥2,900
製造販売業者: (株)オキナ



メルサージュ プロ TTプラス

薬用歯磨 医薬部外品 歯科医院用

販売名: メルサージュ P TT
容量: 40g
香味: オレンジミント
標準医院価格: ¥1,800
製造販売業者: 日本ゼットック(株)



歯面研磨材 一般医療機器
医療機器届出番号 26B1X00004000295

メルサージュ プロ ステインオフ

容量: 40g
香味: ナチュラルミント
標準医院価格: ¥1,800
製造販売業者: (株)松風

※ご使用のブラシ・カップの最高許容回転速度に従ってお使いください。

【製造販売業者】

日本ゼットック株式会社

東京都新宿区西新宿1丁目26番2号

【製造販売業者】

株式会社オキナ

大阪府大阪市天王寺区大道5丁目7番20号

【販売元】

株式会社 松風

www.shofu.co.jp

●本社:〒605-0983 京都市東山区福福上高松町11

お客様サポート窓口(075)778-5482 受付時間8:30~12:00 12:45~17:00(土日祝除く)

●支社:東京(03)3832-4366

●営業所:札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688

京都(075)757-6968/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595

ご使用の際は製品に記載の注意事項および電子添文等をよく読んでお使いください。

価格は2025年7月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。

高濃度(1450ppm)フッ素配合製品は、6歳未満のお子様への使用は控え、手の届かない所に保管してください。
歯周病とは歯肉炎、歯周炎(歯槽膿漏)の総称です。

Meressage

メルサージュは新しい口腔衛生文化の確立により、生活者の口腔を健やかにするとともに歯科医療のさらなる振興を実現します。

取扱い店