



CAD/CAM用高透光性ジルコニアブロック

松風ブロックZR ルーセント CEREC

— CEREC SpeedFire 対応 —

透光性と高強度を実現!

SHOFU
BLOCK ZR
Lucent CEREC

松風ブロック ZR ルーセント CEREC は、東ソー社製の高透光性を有したジルコニア粉末を使用したジルコニアブロックです。

「ジルコニア粉末の高圧プレス法」により、高い透光性を示しながら1200MPa以上の曲げ強さを実現しています。

デンツプライシロナ社 CEREC SpeedFireに対応し、高速焼結による短時間(22分)*での補綴装置の製作が可能です。

※ 補綴の厚みが2mm以下の場合。2mmを超える修復物は28分




For
CEREC

SHOFU INC.


色調再現を容易にする 「5層マルチレイヤー」

ステイニングによる色調調整作業が軽減するため、技工作業効率の向上に寄与します。

5層構造のグラデーションによる審美性と強度を兼ね備えており、前歯から白歯まで幅広い症例でお使いいただけます。



**SHOFU
BLOCK ZR
Lucent CEREC**



※ 写真は印刷のため、実際の色調とは異なる場合があります。

包装




松風ブロック ZR ルーセント CEREC

【サイズ】

2種類 / Sサイズ (3個入)
(W: 20.0mm, D: 19.0mm, H: 15.5mm)
Mサイズ (3個入)
(W: 20.0mm, D: 19.0mm, H: 19.0mm)

【色調】 A1、A2、A3、A3.5



販売名・一般的名称

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
松風ブロック ZR ルーセント	歯科切削加工用セラミックス	管理医療機器 医療機器認証番号:302AGBZX00046A01

ご使用の際は電子添文等をよく読んでお使いください。

焼結について

使用する焼結炉はデンツプライシロナ社で販売されている【CEREC SpeedFire】になります。

取扱い店



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

● 本社: 〒605-0983 京都市東山区福福上高松町11 お客様サポート窓口(075) 778-5482 受付時間8:30~12:00 12:45~17:00(土日祝除く) www.shofu.co.jp
● 支社: 東京(03)3832-4366 ● 営業所: 札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/京都(075)757-6968/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595