


ALFLEX[®] DENTURE II

アルフレックス[®]デンチャーII
歯科用アルギン酸塩印象材



- コシのある固さで、義歯の印象に
- 訪問診療、高齢者歯科にも
- 弾力があり垂れにくい

院内診療から訪問診療まで「印象採得」をサポート

義歯作製に適した印象材



印象材にコシがあるため、粘膜を押し広げることができ、義歯作製に適した印象を取ることができます。

高齢者への負担を軽く



印象材が垂れにくい設計のため、咽頭部への流れ込みリスクを軽減。色が白く、粘膜面との違いを目視で確認することができます。

訪問診療でも活躍



印象材の色が見やすいため、光源が少ない訪問診療でもオススメです。また、寒天連合印象も可能なため、義歯以外の印象採得にも適しています。

製品特長

「適合のよい義歯」の印象採得に

コシがあり可動粘膜を押し広げることができるため、義歯作製に必要な解剖学的形態を印象採得することが可能です。



写真提供：東京都世田谷区開業 松下 寛先生

標準混水比でも垂れにくく、咽喉に流れ込みにくい




印象材が垂れにくく、面倒な固練りを標準混水比で作製できます。

※練和後45秒から硬化まで 社内試験法による




上顎総義歯の後縁を設定する際に目安となるランドマークのアーラインを越えた軟口蓋部の印象採得。咽喉部付近の印象でも、喉の奥に流れ込まず印象採得が行えます。

写真提供：日本歯科大学 口腔リハビリテーション 多摩クリニック



ゆとりある操作時間、練和直後から高い粘度



歯科用アルギン酸塩印象材
アルフレックスデンチャーII

- 色調・操作時間
ホワイト/初期硬化時間 2分35秒
口腔内保持時間 1分30秒
- 標準価格 1kg(袋入) 5,300円 204510203

- 認証番号 219AFBZX00051A01
- 管理医療機器 ● 歯科用アルギン酸塩印象材



歯科用アルギン酸塩印象材
アルフレックス ダストフリー

- 種類・操作時間
ノーマルセット(ピンク)
初期硬化時間 2分10秒、口腔内保持時間 1分30秒
ファストセット(ブルーグリーン)
初期硬化時間 1分45秒、口腔内保持時間 1分30秒

- 標準価格
ノーマルセット 1箱5kg(1kg×5袋) 23,100円
204510200-N
ファストセット 1箱5kg(1kg×5袋) 23,100円
204510200-F

- 認証番号 218AFBZX00089000
- 管理医療機器 ● 歯科用アルギン酸塩印象材

●標準価格の後の9ケタの数字は商品コードです。●掲載商品の標準価格は、2025年8月現在のものです。消費税は含まれておりません。●ご使用に際しましては、製品の電子添文を入手し、必ずお読みください。

製造販売元 **株式会社 ニッシン**

京都府亀岡市旭町樋ノ口88 〒621-0001
www.nissin-dental.jp

発売元 **株式会社 モリタ**

大阪本社 大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 TEL:06-6380-2525
東京本社 東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 TEL:03-3834-6161
お問合せ お客様相談センター<歯科医療従事者様専用> TEL:0800-222-8020 (フリーコール)
www.dental-plaza.com