




swiss laboratory

焼結ジルコニアフレームの調整に特化した高精度ツール

- 切削時の発熱が非常に少なく、注水冷却を必要としないため、**マイクロクラック発生**のリスクを効果的に抑制します。
- 炭化ケイ素(SiC)砥粒の採用により、**均一で滑らかな切削面**が得られ、**フレーム適合精度**を高めます。
- 高い耐摩耗性を備え、**長期間にわたり安定した切削性能**を維持します。
- 広範な推奨回転数レンジに対応し、症例や作業条件に合わせて**効率的な加工**が可能です。

※ニケイ酸リチウム、長石系セラミックにも使用可能です。



ジルコンフレックスにて切削後の
ジルコニア表面

ダイヤモンド砥粒未含有のため発熱が少なく、**マイクロクラックが抑制された滑らかな切削面**。






様々な用途に
対応可能な
形態ラインアップ



jota
SWITZERLAND

販売名 / JOTA ジルコンフレックス
一般の名称 / 歯科用研削器材
医療機器届出番号 / 14B1X00011000618

シャンク
HP

製品番号	製品名/先端画像	サイズ(mm)	入数	標準価格	推奨回転数	主な用途
L01864	SZ601 HP.030	 最大径(D):3.0 先端長(L):3.0 全長:45	2本	5,500円 (1本当たり 2,750円)	15,000-20,000 max:30,000	- 舌側面および咬合面の形成 - コーピングなどの シヨルダー形状の形成
L01865	SZ601 HP.035	 最大径(D):3.5 先端長(L):3.5 全長:45				
L01866	SZ602 HP.040	 最大径(D):4.0 先端長(L):4.0 全長:46				
L01867	SZ623 HP.060	 最大径(D):6.0 先端長(L):3.0 全長:45.5				- ボンテックの形成 - 先端の角を利用した連結部 および咬合面の形成
L01868	SZ638 HP.025	 最大径(D):2.5 先端長(L):6.5 全長:47				- 唇側面および咬合面の 細部の形成 - マージン部および クラウン内面の調整
L01869	SZ652R HP.035	 最大径(D):3.5 先端長(L):10.5 全長:50				唇側面および切縁の形成
L01870	SZ660 HP.040	 最大径(D):4.0 先端長(L):12.0 全長:49				- マージン部の調整 - コーピングなどの シヨルダー形状の形成
L01871	SZ667 HP.035	 最大径(D):3.5 先端長(L):7.5 全長:48				
L01874	SZ732 HP.050	 最大径(D):5.0 先端長(L):12.5 全長:50				
L01875	SZ736 HP.065	 最大径(D):6.5 先端長(L):7.0 全長:46	1本	3,300円	8,000-10,000 max:12,000	- 先端の角を利用した連結部、 ボンテック部および 咬合面の形成 - 連結部および ボンテックの形成
L01872	SZ715 HP.160	 最大径(D):16.0 先端長(L):0.9 全長:47				
L01873	SZ722 HP.180	 最大径(D):18.0 先端長(L):2.5 全長:46			5,000-6,000 max: 8,000	

※製品価格は全て税別です。

SmartPractice

〔お問合せ先〕 株式会社スマートプラクティスジャパン 歯科用製品事業部

本社: 〒242-0017 神奈川県大和市大和東2-2-13 アサヒヤマトビル2階

TEL.046-200-5615 FAX.046-401-1737

受付時間/平日9:00~17:30 休日/土・日・祝日

<https://www.smartpractice.jp>

〔製造販売元〕 株式会社スマートプラクティスジャパン

株式会社スマートプラクティスジャパン