

口腔内装置洗浄剤

キヨリ 歯石用




歯石くりんから
リニューアル!

義歯やマウスピースに付着した
歯石や色素汚れを除去!


キラリ◆歯石用

口腔内装置の歯石を除去

pH2.5の酸性の溶液が一晩で約0.5gの歯石を除去します。
毎日使用することで頑固に付着した大きな歯石も少しずつ除去でき、新たな歯石が付きにくくなります。



歯石溶解量(g/150mL) (当社実験データによる)



除菌も汚れもスッキリ

一晩浸漬いただくことで口腔内装置のヌメリやヤニ汚れをスッキリ落とすことができます。カンジダ菌も99.99%除菌。無香料で薬品臭も抑えているため、お食事の邪魔にならず、刺激臭が苦手な方にもお勧めできます。



幅広い口腔内装置に対応

義歯や矯正用リテーナーなど様々な口腔内装置に安心してお使いいただけます。

ティッシュコンディショナーにはお使いいただけません
ティッシュコンディショナーの清掃には「キラリ 泡タイプ」がおすすめです

使用可能口腔内装置

義歯	マウスピース	矯正装置
<p>総義歯・金属床義歯 3Dプリンター義歯 部分床義歯 ノンクラスプデンチャー</p>	<p>マウスピース ナイトガード</p>	<p>矯正用リテーナー アライナー</p>



口腔内装置洗浄剤
キラリ歯石用 30錠入(3g×30)
セット包装：6箱入

希望患者価格 1,200円(税抜き)

関連商品

口腔内装置洗浄剤 キラリ錠剤



30錠入(3g×30)
セット包装：6箱入

希望患者価格 980円(税抜き)

口腔内装置洗浄剤 キラリ 泡タイプ



香り：フルーツミントの香り
内容量：100mL
(125プッシュ分)

希望患者価格 1,180円(税抜き)

●標準価格の後の9ケタの数字は商品コードです。●掲載商品の標準価格は、2026年4月現在のものです。消費税は含まれておりません。●ご使用に際しましては、製品の取扱説明を必ずお読みください。

発売元 **株式会社ニッシン**

京都府亀岡市旭町樋ノ口88 〒621-0001
www.nissin-dental.jp

販売元 **株式会社モリタ**

大阪本社 大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 TEL:06-6380-2525
東京本社 東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 TEL:03-3834-6161
お問合せ お客様相談センター<歯科医療従事者様専用> TEL:0800-222-8020 (フリーコール)
www.dental-plaza.com