


ピカッシュ



世界初の技術で、
ニオイやヌメリの“原因菌”を断つ。
それがピカッシュです。

ニオイやヌメリの“原因菌”、
それは「カンジダ菌」でした。

ニオイやヌメリの主な原因は、「カンジダ菌」というカビの一種。「カンジダ菌」には、他の細菌よりも大きくて根を張りやすい、という特徴があります。義歯の材料に使われるプラスチックには、目に見えない細かいキズや穴があり、その穴に「カンジダ菌」が入り込んで根を張ると、市販の洗浄剤では行き届きにくく、完全には消滅できなくなります。



カンジダ菌


根を張った「カンジダ菌」は
市販の洗浄剤では完全には消滅できません。

義歯を市販の洗浄剤で一時的に洗浄・消毒しても、ふたたび口に入れて使用し数時間もすると、「カンジダ菌」はまた繁殖を始め、すぐにニオイやヌメリができてしまいます。カンジダ菌が増える→洗浄剤で消毒するの繰り返しをしている、というのが従来の方法でした。



「ピカッシュ」は、
 “原因菌が増えないようにする”という、
 まったく新しいアプローチです。

「ピカッシュ」は洗浄や消毒ではなく、義歯自体に抗菌力を持たせ、「カンジダ菌」を防ぐものです。「ピカッシュ」でコーティングされたナノ銀は、唾液と反応して「Ag+（銀イオン）」となり、高い抗菌力を発揮。洗ってもこすっても非常に剥がれにくく、10,000回以上ブラッシングしても効果が持続したことが実証されています。通常の使用なら、3ヶ月に一度のケアで十分と言えます。



銀イオンは、その高い抗菌作用で
 幅広い分野で安全に使用されています。

「ピカッシュ」で抗菌力を持った義歯は、「カンジダ菌」が侵入してきても、銀イオンが「カンジダ菌」をブロックして死滅させます。銀イオンのこの高い抗菌力は、浄水器や空気清浄機、除菌消臭スプレーなど幅広い分野で利用されています。また銀は、食品としても使われていますので安全性でも非常にすぐれています。

〈細菌培養実験〉




鹿児島大学 上川章昭先生より提供

従来は困難だったコーティングを
 「ナノ」技術で実現。

ナノ銀は高温に強い金属類のコーティングには適していますが、熱に弱いプラスチックでは技術的に困難でした。その課題を、銀(Ag)を、10のマイナス9乗(=10億分の1)である「ナノ」サイズにしてコーティングする世界初の技術により解決。その結果、義歯に使われているプラスチックはもちろん、マウスピースなどに使われているさらにデリケートな繊維素材にもコーティングが可能になりました。

マウスピースや
 矯正装置にもおすすめです





矯正中の
汚れやニオイ、
毎日のケアが
全部解決！

リテーナー使用
渡辺 万里子 さん

とにかく毎日のお手入れが簡単になったことがいちばんうれしいポイントです。以前は、毎日きちんと歯磨きをして装着していても、やはり長時間装着するものですから、外した時に汚れがついていて、毎日少しずつ溜まっていくのが気になっていました。洗浄剤を毎日使ってもその不安は取り除けなくて…。今は毎日軽く水洗いをするだけ。2～3日に1回、15分ほど洗浄剤に浸けますが、とにかく汚れが気にならなくなりました。私と同じようにナイトガードやリテーナーを使っていて、汚れが気になる方にはぜひお勧めしたいです。

患者さまのお声

患者さまの
9割以上が
その抗菌力を
実感
されています。



毎日のケアは
水洗いするだけ。
周りのお友だちにも
勧めています。

ノンクラスプデンチャー使用
大窪 涼子 さん

ブリッジから入れ歯に変えるタイミングで歯医者さんに勧められてピカッシュを知りました。周りから、「入れ歯はニオイやぬめりが気になる」という声を聞いていたので不安だったのですが、取り越し苦労でした。定期的にピカッシュをしていれば、ニオイやぬめりがいざかりか、毎日のお手入れがとっても簡単なんです。歯ブラシで軽くこすりながら水道水で流すだけ。あとは何にもしていませんが、ニオイやぬめりのストレスを感じたことはありません。歯医者さんで治療している間にケアが済んでいるのも一石二鳥。うれしくて周りのお友だちにも教えて勧めているんですよ。

◆ お客様ピカッシュ体験アンケート

ピカッシュをした入れ歯は、
臭いを感じますか？

感じる 1%

感じない

99%

ピカッシュをした入れ歯は、
汚れの付きにくさは
どうですか？

あまり変わらない 4%

付きにくいと思う

96%

ピカッシュをしたら、
入れ歯のお手入れは
ラクになりましたか？

わからない 8%

ラクになった

92%

「ピカッシュ」は、世界初の技術で
義歯に“ナノ銀コーティング”を施す装置です。

POINT 1

義歯自体が
高い抗菌力を持ち、
ニオイやヌメリの
原因菌をモトから
絶ちます。

POINT 2

コーティングは
洗ってもこすっても
剥がれにくく
効果はおよそ90日間
持続します。

POINT 3

毎日のケアは、
カンタンな水洗いと
ブラッシングで
清潔に保つことが
できます。



患者さんの「うれしい」が詰まった
「ピカッシュ」をご提供いただくことで、
歯科医院さまへのリピート通院率アップを
図ることができます。

操作方法	●ワンタッチ方式
処理時間	●新製=1分30秒 ●既存=+研磨時間
本体概要	●重量:19kg ●使用電力:1.2kw ●大きさ:W260×D350×H420

銀アレルギーの方には使用しないで下さい

「ピカッシュしに、いつもの歯医者さんへ行こう」で、
“かかりつけ歯科医”としての**囲い込み**につながります。

患者さまのメリット

- 1 気になるニオイやヌメリを
原因菌レベルで解決!
- 2 抗菌効果が長期間持続!
3か月に一度のケアでOK!
- 3 毎日のお手入れも、
カンタンな水洗いだけでOK!

歯科医院さまのメリット

- 1 抗菌クリーニングコートという
患者さまへの新しいご提案!
- 2 3ヶ月に一度のケアで、
患者さまのリピート通院率UP!
- 3 カンタン操作!
初めてのスタッフでも数分で処理完了!

カンタンな操作と高いリピート率で 喜びの声をいただいています。

子どもさんの
矯正器具も
きれいにケアでき、
お母さんからも
好評です。



添島 絵美 先生 (熊本市・添島歯科クリニック)

私が担当している矯正の患者さんは3歳から70代と幅広い世代の方に通っていただいています。初めて装置を使う子供たちの中には、とても敏感な子もいて、ニオイやヌメリが気になって装置を使い続けることに抵抗がある子がいます。なかなかその問題を解決できなかったのですが、ピカッシュを導入してからは、気持ちよく装置をつけられるようで、子供たちはもちろんお母様方からも日ごろのケアが楽になった、とたいへん好評です。また医院で導入したことで、処理が院内で短時間でできること、また今まで毎回装置を洗浄していた時間が短縮できること、といったメリットがあり、その分治療やケアに時間を費やせるため、とても助かっています。

私自身も
毎朝、良さを実感！
今後も希望者が
増えそうです。



生田 図南 先生 (天草市・生田歯科医院)

ピカッシュを試された患者さんからは、喜びの声をいくつもいただいています。じつは私自身もマウスピースを使っているのですが、ピカッシュするようになってから、朝起きたときに、口の中の汚れがほとんどつかなくなったと実感しています。またピカッシュはリピート率が高く、3ヶ月～半年おきに患者さんが来てくれますので、経営的にも大変ありがたいです。義歯を使う高齢者や、矯正中の子供さん、そして私のようなマウスピース使用者など、(ターゲットとなる)患者さんがとても多いため、今後増えていきそうです。


ピカッシュ導入シミュレーション

機械代 ▶ およそ毎月1万円(7年ローン)

提供目安 ▶ 3,500円

ピカッシュ液 ▶ 患者さんお1人分1,250円

患者さんへのサービス提供を3,500円と設定すると、月5人にご利用いただければ「ピカッシュ」メニューだけでも利益が発生します。日頃来てくださる患者さんへのプラスアルファのサービスとして、ご利用ください。



株式会社 ピカッシュ

〒869-1102 熊本県菊池郡菊陽町原水2849-1

お問い合わせ 096-342-1081 (午前10時から午後5時まで)

「ピカッシュ」は、世界初の技術で
 義歯に“ナノ銀コーティング”を施す装置です。

POINT 1

義歯自体が
 高い抗菌力を持ち、
 ニオイやヌメリの
 原因菌をモトから
 絶ちます。

POINT 2

コーティングは
 洗ってもこすっても
 剥がれにくく
 効果はおおよそ90日間
 持続します。

POINT 3

毎日のケアは、
 カンタンな水洗いと
 ブラッシングで
 清潔に保つことが
 できます。



患者さんの「うれしい」が詰まった
 「ピカッシュ」をご提供いただくことで、
 歯科医院さまへのリピート通院率アップを
 図ることができます。

操作方法	●ワンプッシュ方式
処理時間	●新製=1分30秒 ●既存=+研磨時間
本体概要	●重量:19kg ●使用電力:1.2kw ●大きさ:W260×D350×H420

銀アレルギーの方には使用しないで下さい

「ピカッシュしに、いつもの歯医者さんへ行こう」で、
 “かかりつけ歯科医”としての囲い込みにつながります。

患者さまのメリット

- 1 気になるニオイやヌメリを
原因菌レベルで解決!
- 2 抗菌効果が長期間持続!
3か月に一度のケアでOK!
- 3 毎日のお手入れも、
カンタンな水洗いだけでOK!

歯科医院さまのメリット

- 1 抗菌クリーニングコートという
患者さまへの新しいご提案!
- 2 3ヶ月に一度のケアで、
患者さまのリピート通院率UP!
- 3 カンタン操作!
初めてのスタッフでも数分で処理完了!

