

この機会に、院内の医療ホワイトニングを
見直してみませんか？

医療ホワイトニング セミナー

2025

5.20 火 6.5 木 6.18 水

セミナーお申込みはコチラ



昨今ニーズの高まりを見せているホワイトニング。
本セミナーは歯科医院スタッフの皆さまを対象に
医療ホワイトニングに関する知識を整理して
患者さまへのご提案にお役立ていただける内容です。

セミナー ポイント

- ◆ 医療ホワイトニングとセルフホワイトニング
- ◆ 医療ホワイトニングのメカニズム
- ◆ TiONシリーズのポイントと使用手順
- ◆ 術後の注意事項とメンテナンス

受講料
無料

対象
歯科医療
従事者



ティオンライト
歯面漂白用加熱装置(歯科専用光照射器)
一般医療機器 特定保守管理医療機器
13B1X00155000312

医療ホワイトニング
TiON
In Office



ティオン オフィス
歯科用漂白材 高度管理医療機器
22200BZX00785000

医療ホワイトニング
TiON
Take Home Platinum



ティオン ホーム プラチナ
医薬品含有歯科用歯面清掃補助材 高度管理医療機器
22900BZX00205000

医療ホワイトニング
TiON
Take Home with



ティオン ホーム ウィズ
医薬品含有歯科用歯面清掃補助材 高度管理医療機器
30600BZX00056000

【公式】医療ホワイトニング TiON - ティオン -



資料など公式ページより
ダウンロードできます

ご注意
ください

メールが届かないというトラブル防止のため、「@eventpay.jp」と「@zoom.us」のドメインからのメールが受信できる設定にさせていただきますようお願いいたします。
上記の設定をいただけなかったことにより申込確認及び当日参加URLが記載されたメールが受信できなかったとしても弊社は一切の責任を負いかねます。
ご登録いただいた個人情報は、セミナー運営や弊社の商品に関するご案内等に活用させていただきます。また頂いた個人情報は記載の目的において弊社グループ会社及び弊社販売店に提供することがございます。

医療ホワイトニング

TiON[®]
In Office

New

ティオンライト



TiON[®]

Quick Resin

チェアタイムを短縮する **2つのモード**

Quick モード *New*

Normalモードと同程度の効果を保ちながら、照射時間を従来の半分に短縮できます。



Resin モード *New*

コンポジットレジン用の光照射器を準備する必要がなく、全顎一度に照射することが可能です。



ティオンライト
紹介動画はコチラ！




オフィス
ホワイトニングの
チェアタイムを短縮

照射モード一覧

モード	照射時間 (100W/24mm)	
New レジン Resin	20 秒	歯肉保護レジンの硬化に
New クイック Quick	6 分	短時間でやりたいケースに
ノーマル Normal	12 分	通常モード
ロー Low	12 分	知覚過敏が心配なケースに

照射光の波長域



仕様●

電源電圧	AC100V 50/60Hz
電源入力	30VA
寸法	本体高さ 1550mm ベース径 510mm×430mm
重量	本体 13.5kg
可動範囲	上下可動範囲 540mm
光源	5Wタイプ素LED×5枚
出力ピーク波長	395~410nm
照射時間	10秒~20分
照射範囲	横70mm×縦30mm

包装・希望価格●

本体1台、マウスガード(ティオンライト用)2個(本体装着+付属)、保護メガネ(オーバーグラスタイプ)2個、六角レンチ(大)1個、六角レンチ(小)1個、電源コード1本=¥555,000

単品包装

保護メガネ(オーバーグラスタイプ) コスモブルー/ティオンライト用
包装・希望価格●1台=¥7,000

販売店/代理店/総代理店(歯科用光照射器) ティオンライト
— 総代理店 特定保守型医療機器 1381X00155000312