

一流 Dr. のテクニックが動画で学べる、タブレット付き電子書籍!

動画で学ぶ臨床テクニック研究会・編

# 臨床 動画で学ぶ テクニック

エンド・再植/コンポジットレジン修復/  
支台築造・クラウンブリッジ/  
天然歯・インプラントの審美形成外科/  
インプラント/歯周組織再生療法・  
デブライドメント・TMD



**【著者】**

辻本恭久/吉田 格/橋爪英城/  
吉松宏泰/高田光彦/辻本真規/  
井澤常泰/清水藤太/林 美穂/  
鳥淵隆陸/青島徹児/三橋 純/  
天川由美子/八木洋二郎/  
北村和夫/木ノ本喜史/窪田 努/  
菅原佳広/瀧野裕行/鈴木真名/  
中田光太郎/大河原純也/  
千 栄寿/佐藤琢也/高井裕史/  
松川敏久/松本和久/猪子光晴/  
青井良太/中田典光/安東俊夫/  
山口文誉/河合竜志/松島正和

一流Drの  
珠玉テクニック  
38ケース

業界初!

電子  
書籍化!!

geepee  
ADP-736  
7.0 inch  
Tablet PC  
Android 5.1

歯科臨床テクニック動画がインストールされた歯科医師向けタブレット  
すでに動画がインストールされていますので、購入後すぐに動画をご覧いただけます。  
もちろん通常のタブレットとしてもご使用いただけます。

**インストール不要**  
動画がインストールされていますので、面倒なダウンロードや設定の必要はありません。


**ネットワーク接続不要**  
ネットワークへ接続せずいつでもどこでも動画をご覧いただけます。

**タブレット使用可能**  
もちろん通常のタブレットとして動画や電子書籍などを楽しんでいただくことも可能です。

機 能



フリーワードによるかんたん検索が可能



目次から目的の臨床テクニックへすぐにアクセスが可能



ページのサムネイルから目的の臨床テクニックへすぐにアクセスが可能



気になるページにしおりをささむ事が可能

※本タブレットの内容は「サ・クインテッセンス」2014年1月号～2016年12月号の「スマホ動画で学ぶ!患者満足を生む一手」を再編集した内容となっております。

QUINTESSENCE PUBLISHING  
日本

●電子書籍153ページ ●動画計40本・総時間80分収録 ●定価 本体25,000円(税別)

クインテッセンス出版株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目2番6号 クイントハウスビル

TEL. 03-5842-2272 (営業) FAX. 03-5800-7592 <http://www.quint-j.co.jp/> e-mail [mb@quint-j.co.jp](mailto:mb@quint-j.co.jp)



# 本邦歯科界初!! タブレット付き電子書籍

## エンド・再植



### 1 再根管治療を成功に導くための 各処置段階における留意点

辻本恭久

【掲載動画:1分49秒】



### 2 歯冠崩壊歯の根管治療前に有効な隔壁築盛

吉田 格

【掲載動画:1分52秒】



### 3 根分岐部穿孔歯に対する根管アプローチ Internal matrix techniqueで歯を保存する

橋爪英城

【掲載動画:2分30秒】



### 4 歯内療法におけるバイオセラミック材料の臨床応用

吉松宏泰

【掲載動画:3分14秒】



### 5 MTAを用いた“攻め”の保存修復

高田光彦

【掲載動画:2分1秒/34秒】



### 6 C-shaped root canalに対するマイクロエンド

辻本真規

【掲載動画:2分41秒】



### 7 下顎第一大臼歯への逆根管治療

井澤常泰

【掲載動画:2分20秒】



### 8 歯内治療失敗ケースの外科的リカバリー

清水藤太

【掲載動画:1分32秒】



### 9 マイクロスコープを用いた再植

林 美穂

【掲載動画:2分36秒】



### 10 垂直牽引による意図的再植術

烏淵隆睦

【掲載動画:1分48秒】



# 臨床 動画で学ぶ テクニク

## コンポジットレジン修復



### 1 臼歯部ダイレクトボンディングにおける立体感の創出

青島徹児

【掲載動画:2分16秒】



### 2 CRの再修復を成功に導く隔壁法 "Rubber Wedge Method"

三橋 純

【掲載動画:2分13秒】



### 3 精密なコンポジットレジン修復のコツ

天川由美子

【掲載動画:2分19秒】



### 4 インジェクタブルレジンを審美的に充填 するためのDrop Cone Technique

八木洋二郎

【掲載動画:1分50秒】



## 支台築造・クラウンブリッジ: ポスト除去～印象採得



### 1 ダブルドライバー・テクニックによるメタルポスト除去

北村和夫

【掲載動画:1分17秒】



### 2 ダブルバイブレーションテクニック 2方向からの振動による効率的なポスト除去法

木ノ本喜史

【掲載動画:1分40秒】



### 3 リトルジャイアントを用いたメタルポスト除去

北村和夫

【掲載動画:58秒】



### 4 修復治療を成功に導く印象採得

窪田 努

【掲載動画:3分14秒】



### 5 成功しやすいシリコーン印象法

三橋 純

【掲載動画:2分41秒】



### 6 クラウンの適合は、まずプロビジョナルの適合から

菅原佳広

【掲載動画:1分43秒】



# 一流Dr.の動画40本,総時間80分収録

## 天然歯・インプラントの審美形成外科



### 1 歯肉弁歯冠側移動術を併用した トンネリングテクニック(MCAT)

瀧野裕行

【掲載動画:1分38秒】



### 2 ダイレクトボンディングによる歯肉弁歯冠側懸垂法

鈴木真名

【掲載動画:3分0秒】



### 3 Enamel Matrix Derivative (EMD)を 応用した根面被覆術

中田光太郎

【掲載動画:2分6秒】



### 4 抜歯即時インプラント埋入時の結合組織移植術

大河原純也

【掲載動画:2分31秒】



### 5 CTG採取とインプラント周囲軟組織増生 (リカバリー症例)

千 栄寿

【掲載動画:2分21秒】



### 6 トンネリングテクニックのインプラント審美への応用

佐藤琢也

【掲載動画:2分27秒】



### 7 審美領域における組織再建術 ～埋入, GBR後の段階的結合組織移植術～

高井裕史

【掲載動画:2分8秒】



### 8 インプラント二次手術時における 半月状切開有茎弁ローリング法

千 栄寿

【掲載動画:1分13秒】



### 9 天然歯とインプラント共存のための ティッシュマネジメント

瀧野裕行

【掲載動画:2分0秒】



# 一流Dr.の臨床テクニックを動画で学ぶ!!

## インプラント—抜歯即時埋入～上顎洞底挙上術まで




- 1** SMILEテクニックを用いた抜歯即時インプラント埋入  
松川敏久 【掲載動画: 1分46秒】



- 2** マイクロスコープ下での  
Alveolar Ridge Preservation  
松本和久 【掲載動画: 1分46秒】



- 3** Scissors TechniqueによるGBR  
猪子光晴 【掲載動画: 1分52秒】



- 4** シュナイダー膜穿孔時のリカバリーテクニック  
青井良太 【掲載動画: 2分17秒】



- 5** 拡大視野下で上顎洞底挙上術の  
バーティカルアプローチを行う利点  
中田典光 【掲載動画: 2分27秒】



## 歯周組織再生療法・デブライドメント・TMD



- 1** Modified papilla preservation technique  
(MPPT)による歯周組織再生治療  
安東俊夫 【掲載動画: 1分36秒】



- 2** 垂直性骨欠損に対するM-MISTによる  
歯周組織再生療法  
山口文誉 【掲載動画: 57秒】



- 3** 歯肉溝デブライドメント  
河合竜志 【掲載動画: 1分24秒】



- 4** マニピュレーションテクニック  
松島正和 【掲載動画: 1分19秒/2分16秒】



