

なるべく歯を削らないで治す コンポジットレジン修復

田代浩史 著

なるべく歯を削らないで治す
コンポジットレジン修復

田代 浩史 著



医歯薬出版株式会社

患者さんにはいまだに「銀歯」のイメージをもたれる歯科治療で、**コンポジットレジン**についてわかりやすく解説した一冊！

コンポジットレジンとはどのようなものかという基本的な内容から、アドバンスの治療まで、充実した症例写真で解説。

- A4判変型 / 40頁 / カラー
- 定価 (本体3,400円+税)
- ISBN978-4-263-46137-2




③ どんな治療に使えるの？

【症例1】むし歯治療のときに…

むし歯、深いむし歯や小さなむし歯、歯に対する治療方法として、コンポジットレジン修復が選択される機会が多くなってきています。従来の方法と異なり、むし歯の部分だけを削って、コンポジットレジンで自然に修復させることができます。そのため、健全な歯を削らなければならない、コンバットなむし歯治療の選択肢が増えます。

【症例1】 深い、長いむし歯の部分を削り、歯肉の腫れも軽減し、歯肉の上昇を防ぎます。コンポジットレジンでむし歯部分を修復することで、健全な歯質を保護することができます。また、むし歯の部分に十分なスペースを確保して、少しずつ削っていくと、歯を削る際の痛みを少なくすることもできます。



【症例2】どこを治療したのか見分けがつかない自然な治療跡

自然な歯肉の色や歯肉の質感が保たれ、削っても歯肉の色や質感が自然に馴染むように治療を行います。コンポジットレジンと歯肉の色や質感を近づけることで、治療跡が自然に馴染みます。削った部分と周囲の歯肉の色や質感を近づけることで、治療跡が自然に馴染みます。



チェアサイドで患者説明に、待合室で患者さんへの情報提供に、またスタッフの知識のアップデートに最適なアイテムです。

なるべく歯を削らないで治す コンポジットレジン修復

CONTENTS

① コンポジットレジンとは？

- 特徴1** どこを治療したのか見分けがつかない自然な治療跡
- 特徴2** 健康な歯をほとんど削らず歯質への接着力で形態を回復
- 特徴3** 強い接着力で歯の神経を保護
- 特徴4** 治療は基本的に1日で完結
- 特徴5** メンテナンスで長期的に維持可能

② 歯に強く接着する・美しく形態回復する Made in Japanテクノロジー

③ どんな治療に使えるの？

- 場面1** むし歯治療のときに…

- 場面2** 歯が折れたときに…
- 場面3** 歯の色・形をきれいにするとき…
- 場面4** 歯と歯の隙間を埋めるとき…

コラム：保険診療と自費診療

④ 新しい治療方法として

- 場面1** 「入れ歯」治療の代わりに…
- 場面2** 「インプラント」治療の代わりに…
- 場面3** 「クラウン・ブリッジ」治療の代わりに…

⑤ どのくらいの期間使えるの？

メンテナンスの重要性
耐用期間と注意事項


関連書籍のご案内

コンポジットレジン修復の 発想転換

田代浩史 著

最新材料の熟知と有効活用による
低侵襲・高審美で、患者満足度の
高いコンポジットレジン修復

- A4判変型/180頁/カラー
- 定価 (本体9,600円+税)
- ISBN978-4-263-46120-4



歯界展望 別冊

わかる!できる! コンポジットレジン修復

宮崎真至 編著
青島徹児・秋本尚武・田代浩史 ほか著

コンポジットレジン修復の症例集であるとともに、本修復を行うにあたってのバイブルであり、さらにはレシピ集ともいえる一冊です。

- A4判変型/148頁/カラー
- 定価 (本体5,800円+税) 注文コード: 351060



医歯薬出版 ご注文承り書

なるべく歯を削らないで治す コンポジットレジン修復 ()冊

コンポジットレジン修復の発想転換 ()冊

歯界展望 別冊 わかる!できる!コンポジットレジン修復 ()冊

●納入店ご指定希望 (ご指定納入店名) ●直送希望 ① 代引 450円 ※②の後払いの請求書は (株)ネットプロテクションズ から別送となります。
 ※納入店のご指定の場合 手数料はかかりません。 (2つの方法から) ② 後払い400円*

●お名前

●TEL

●ご住所 (〒 -)

★必要事項をご記入のうえ、FAX.03-5395-7633にご送信ください。★弊社ホームページ<https://www.ishiyaku.co.jp/>からもご注文いただけます。

医歯薬出版株式会社 〒113-8612 東京都文京区本駒込1-7-10 TEL03-5395-7630