

写真でマスターする

# リライニング 適材適所

新義歯から痛い・外れる・  
割れた義歯まで

「自分の歯」を抜いてわかった  
実践的義歯製作・調整法!

著 村岡秀明

千葉県市川市／  
むらおか歯科・矯正歯科クリニック

A4判・72頁・オールカラー  
定価7,150円(本体6,500円+税10%)

- 自身の義歯装着体験から確信した実践的義歯製作・調整法がリライニングです。
- 本書では、新義歯作製時、あるいは義歯修復時に効果的にリライニングを行うためのポイントを大きな画像で解説、まるで講演会をみているように理解できます。
- 「痛くて食べられない」「義歯が割れた」など、患者さんの不満を短時間で確実に解消するために、リライニングを適材適所で!

## 内容紹介

### I より良い義歯を作るためのリライニング

1. 新義歯作製時のリライニング
2. コピーデンチャーテクニックとリライニング
3. リライニングを成功させるために
4. リライニング材の特徴に応じた効果的な使用法
5. チェアサイドで行うリライニング後の研磨

### II より良い義歯に治すためのリライニング

1. 昔はよかったが緩くなったとき
2. 義歯の正中にヒビが入ったとき
3. パーシャルデンチャーが痛いとき

写真でマスターする

# リライニング 適材適所

—新義歯から痛い・外れる・割れた義歯まで—

著 村岡秀明

HYORON