

カーバイドバー FG  
Qシリーズ (CR 形態修正～仕上用)



毎日の治療  
アップグレード

Celebrate  
Your Routine.

And elevate  
patient experience.

特別  
価格

期間限定

2024.8/21<sup>水</sup>

～10/18<sup>金</sup>

CR 形態修正～仕上  
この1本で




コメット独自のブレード採用  
16枚刃 × クロスカット

レジンの表面を滑沢に  
諦めていた艶を表現



資料ご提供：遠山敏成先生  
(マイスター春日歯科クリニック, 東京都練馬区)

Qシリーズ



品番	Q・O51-023 (H379Q-023)	Q・ET6 (H134Q-014)	Q・ET9 (H135Q-014)	H50AQ-010	H246Q-009	H390Q-018	H48LQ-012
適用部位	咬合面/舌側	唇面/歯頸部	唇面/歯頸部	接面/歯頸部	裂溝	咬合面/舌側/唇面	唇面/歯頸部

シャンク：FG 入数：1本入 適正回転数：毎分2万 価格：¥3,100 ▶ 特別価格

POINT

5倍速で低速にてご使用下さい。 適正回転数：毎分2万回転  
※タービンでのご使用はお控え下さい。

製品の詳細は  
こちら▶▶



医療機器の分類：一般医療機器 一般的名称：歯科用カーバイドバー 販売名：コメットカーバイドバー 届出番号：27B2X0009100002



製造販売元

株式会社モモセ歯科商会

本社・大阪営業所 〒543-0054 大阪市天王寺区南河堀町 6-35 TEL(06)6773-3333 (代)

東京営業所 〒110-0016 東京都台東区台東 2-24-2 TEL(03)3835-2653 (代)

九州営業所 〒812-0893 福岡市博多区那珂 6-24-21 TEL(092)575-6060 (代)

モモセ歯科商会



<https://www.momose-dm.co.jp>

お問い合わせは

