

パナビア® V5
10th
Anniversary

パナビア® V5 カタナ® クリーナー

高接着キャンペーン

数量限定
【実施期間】
2025.8.21>>>9.19

平素は格別のご愛顧を賜りありがとうございます。このたび、日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めまして、『パナビア® V5 カタナ® クリーナー 高接着キャンペーン』を企画いたしました。期間中、下記対象商品を **特別価格** にてご提供いたします。ぜひ、この機会をご利用ください。

パナビア® V5 スターターキット

■標準価格 24,150円 202430601

<商品構成>

- ・パナビア® V5 ベースト ユニバーサル(8.1g / 4.6mL)×1本
- ・パナビア® V5 トラインペースト ユニバーサル(2.4g / 1.8mL)×1本
- ・パナビア® V5 トゥース プライマー(2mL)×1本
- ・クリアフィル® セラミック プライマー プラス(2mL)×1本
- ・K エッチャント シリジ(3mL)×1本

<付属品>

- ・ミキシングチップ(合着用)×15個、ミキシングチップ(エンド用)×5個、ガイドチップ(エンド用細)×5個、ニードルチップ(E)×20個、アプリーケーターブラシ(ファイン×シルバー)×50本、ディスボ小筆ブラシ(黒)×50個、小筆ホルダー(黒)×1本、混和皿(FPN)×1個



特別価格にてご提供！

パナビア® V5 ペースト 単品

ユニバーサル色



■標準価格 12,600円 202430611
<付属品> ミキシングチップ(合着用)×20個

パナビア® V5 ペースト 単品

オペーク色



■標準価格 12,600円 202430615
<付属品> ミキシングチップ(合着用)×20個

特別価格にてご提供！

特別価格にてご提供！

歯科セラミックス用接着材料(歯科金属用接着材料、歯面処理材)

カタナ® クリーナー

■標準価格 4,490円 202430970



特別価格にてご提供！

QUINTESSENCE PUBLISHING
日本 WEBINAR

パナビア® V5 発売10周年記念 特別オンラインセミナー ~オンデマンド配信のご案内~

イノベーション・オブ・ラミネートベニア
20年の臨床と研究が示す価値
ラミネートベニアデジタル化の動き

内容 MI修復治療の最新テクニックやラミネートベニアの支台形成、ラミネートベニアの接着について知りたい方必見！

オンデマンド配信 2025/8/7 ~ 2025/11/7(無料視聴)

講師 大河 雅之 先生(著者)

連絡先: クインテッセンス出版 デジタル事業部 webinar@quint-j.co.jp

オンデマンド配信 申込はこちら



商品名 パナビア® V5 ベースト 一般的名称 歯科用コンポジットレジンセメント 医療機器認証番号 303A9B2X00035000 製造販売 クラレノリタケデンタル株式会社 発売 株式会社モリタ

商品名 パナビア® V5 トラインペースト 一般的名称 歯科用色調適合調整材料 医療機器認証番号 226AB2X00103000 製造販売 クラレノリタケデンタル株式会社 発売 株式会社モリタ

商品名 カタナ® クリーナー 一般的名称 歯科セラミックス用接着材料(歯科金属用接着材料、歯面処理材) 医療機器認証番号 301AB2X00015000 製造販売 クラレノリタケデンタル株式会社 発売 株式会社モリタ



友だち追加は
こちらから

クラレノリタケデンタル LINE公式アカウント

製造販売 クラレノリタケデンタル株式会社
新潟県胎内市倉敷町 2-28 〒959-2653

販売 株式会社 モリタ

大阪本社 大阪府吹田市垂水町 3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525
東京本社 東京都台東区上野 2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161
お問合せ お客様相談センター <歯科医療従事者様専用> T 0800. 222 8020(フリーコール)
www.dental-plaza.com

特別価格のお問い合わせについては、お出入りのディーラーまでお願いします。

●クラレノリタケデンタル製品の商標、ロゴマークはクラレノリタケデンタル株式会社もしくはその親会社である株式会社クラレに帰属します。●キャンペーンを実施していない地区がございます。予めご了承ください。●掲載商品の標準価格は2024年1月22日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。●数量に限りがありますので、期間中でもキャンペーンを打ち切らせていただくことがあります。あらかじめご了承ください。●ご使用に際しましては、製品の添付文書を必ずお読みください。