

シリコーン印象材

限定
600個
販売!

ハニガムプロ

キャンペーン

製品説明動画



キャンペーン
期間

2025 年


10月21日 火

2025 年

12月19日 金

特長 | 1

高い流動性



ハニガムプロ ライトは高い流動性があり、歯肉溝内深くまで入り込みます。

特長 | 2


ちぎれにくいタフさ



口腔内からの撤去時もマージン部がちぎれにくいので、より精度の高い作業模型と補綴物の作製が可能です。

特長 | 3

馴染みの良さ



インジェクションとトレータイプの馴染みが良いので、印象面に段差が生じにくく、そのため適合の良い補綴物を作製することが可能になります

ハニガムプロの特性

※出典元: Internal DMG measurements, data on file 2011

ハニガムプロ	ライト	モノ	ヘビー	パテソフト
ml	50	50	50	各450
練和時間				30秒
口腔内操作時間	1分以内	1分以内		
口腔外操作時間(最大)		2分45秒以内		3分15秒以内
硬化時間(口腔内)		3分15秒以内		
寸法安定性(24時間)(%)	0.35%以下	0.4%以下	0.4%以下	0.4%以下
ショアA 硬度	48	56	68	62
色調				

●一般的名称: 歯科用シリコーン印象材 ●認証番号: 302AKBZX00055000 (管理) ●製造販売元: 株式会社ヨシダ 東京都台東区上野7-6-9

大容量タイプもございます!



機械練和用
380ml カートリッジ

必要事項(全て必須)をご記入いただき、お取引歯科ディーラー様または最寄りの(株)ヨシダ営業所までお申込みください。

商品コード	商品名	数量	価格
409214	ハニガムプロ ライトボディ 50ml×2本		¥
409239	ハニガムプロ モノボディ 50ml×2本		¥
409246	ハニガムプロ ヘビーボディ 50ml×2本		¥

商品コード	商品名	数量	価格
409253	ハニガムプロ パテソフト ベース/キャタリスト各450ml		¥
457903	ハニガムプロ モノボディ 380ml カートリッジ×1本		¥
457892	ハニガムプロ ヘビーボディ 380ml カートリッジ×1本		¥

■発売元 株式会社ヨシダ 東京都台東区上野7-6-9

■お取引歯科ディーラー名

ユニット・歯科材料・滅菌器などのお問い合わせ: 0800-170-5541



(01)02747937023389

C02768/2025年10月/@1/新