




### 新製品情報

#### オムニコロマフロー


##### トクヤマデンタル



- \* 歯科充填コンポジットレジン(光硬化型)
  - ・シェードという概念がない、新しいコンセプトのコンポジットレジンです
  - ・オムニコロマが歯質の色調に同化し、自然な色調になります
  - ・標準的な“ミディアムタイプ”のフロー性を有しており、ペーストの押し出し感、切れ感等も良好です
  - ・ブロッカーもしくは色調遮蔽用の材料の色調に同化します
- 標準価格 1本 3g 4,800円

#### ディスポーザブルカップキーパー

##### マスクⅢ ジーシー



- \* サージカルマスク
  - ・感染対策に考慮した立体4層構造です
  - ・高性能フィルターを採用し、捕集効率と液体バリア性にすぐれています
  - ・上下に広がるWオメガフリースと中央部のワイヤーがカップの立体構造を保つため、装着時に口元がマスクに付きにくく、呼吸や会話がスムーズにできます
  - ・米国医療用マスク規格 ASTM-F2100-19 Level2適合品です
- 標準価格 1箱50枚入 2,930円

#### コバリオン EX


##### 松風



- \* 歯科铸造用コバルト・クロム合金
  - ・耐食性が高く、ニッケルフリーにも関わらず、高延性・高靱性で加工性にも優れます
  - ・高いクロム含有量および高い窒素含有量といった特許取得済みの成分配合量により、高延性・高靱性を発揮します
  - ・インゴットの形が消えた瞬間(=溶け落ち点)が見やすいため、铸造タイミングが分かりやすくなります
- 標準価格 100g 7,600円  
500g 35,200円

#### RoTAC ロータリーファイル用

##### グリップ モリムラ



- \* ロータリーファイル用グリップ
- ・ISO規格のロータリーファイルを手作りとして操作するためのグリップです
- ・手の感覚でファイリングしたい時におすすめてです
- ・ご使用のロータリーファイルのサイズに合わせてグリップカラーをご選択いただき、ロータリーファイルを装着されますと、識別が容易にできます

標準価格 6個入 2,800円

### セールのご案内

<松風 ホームケア製品キャンペーン>  
・下記の対象製品を特別価格にてご提供させていただきます

- (対象製品)
- a i デンタルペースト 100g×1本 1,500円
  - プロフィール薬用ハミガキ 100g×1本 800円
  - ハピカエース 480ml×6本 3,900円
  - リステリンクールミント 500ml×3本 1,440円
  - 100ml×6本 1,350円
  - リステリンクールミントゼロ 500ml×3本 1,440円
  - 100ml×6本 1,350円
  - リステリンオリジナル 500ml×3本 1,440円
  - リステリントータルケアプラス 500ml×3本 1,980円
  - 100ml×6本 1,500円
  - リステリントータルケアゼロプラス 500ml×3本 1,980円
  - 100ml×6本 1,500円
  - リステリンハグキケア 500ml×3本 1,680円
  - リステリンムシバケア 500ml×3本 1,680円
  - リステリンホワイトニング 500ml×3本 1,920円
- ~5/20 ※数量限定

<松風

りっぴるとれーなーキャンペーン>  
・「りっぴるとれーなー」標準医院価格 1,700円1セットと“おくちほかーん予防”を啓発するためのPOPと口唇閉鎖力記録カード10枚(患者さまにお渡しできる記録カードです)を組み合わせてご提供いたします

~5/20 ※数量限定

#### <BSAサクライ エクザプリントバイト

##### お試しキャンペーン>

- ・口腔内にて30秒でシャープに硬化して高い精度のシリコンバイト材のエクザプリント(カートリッジ50ml×2、ミキシングチップL×6)標準価格1,980円を特別価格にてご提供させていただきます
- ~5/31

### 研修会情報

☆お申し込みお問合せは弊社担当営業までお申し付けください

#### <口腔内で快適に使える！

局部床義歯作成時に遵守すべき法則と、  
局部床義歯を”蘇らせる”

##### リバーステクニクの実践>

日時 4月25日(日) 前編

14:00~16:00

5月23日(日) 後編

14:00~16:00

#### セミナー要点

- ①適正なマウスプレパレーションとは
- ②義歯の動揺を発生させない義歯設計とは
- ③保険でも出来る選択圧印象法とは
- ④多数歯欠損の下顎位決定方法
- ⑤快適に噛めるようになる、光硬化型裏装材を

用いた“蘇り”のリバーステクニクとは  
本セミナーは全2回のWeb配信コースです。  
上記の内容を前・後編に分けてお送りします。

講師 松本勝利先生(福島県開業)

対象 歯科医師、歯科技工士

受講料 トクヤマデンタル倶楽部会員

11,000円

会員より紹介された技工士

11,000円

上記以外の方

22,000円

お申し込み 別紙参照

※WHITE CROSSの会員登録が必要で

主催 トクヤマデンタル倶楽部事務局

TEL 0120-54-1182

### 新刊書のご案内

#### <迷える歯科衛生士に届けたい

##### ブラッシング指導物語>

編著 丸森英史

著 丸森郁美 成井香 河原なつの

澤田恵 小泉百合 丸森史朗

出版社 医歯薬出版

定価 6,300円

#### <海外文献120編から読み解く

##### ペリオの世界>

一検査・歯周基本治療

・メンテナンス篇一

著者 関野愉

出版社 デンタルダイヤモンド社

定価 4,000円(税別)