

劇 **ミラノール**® 顆粒 11%

集団 洗口 専用溶解瓶

最大容量 700mL | 1回のプッシュで約5mLの量が出ます

(300mL~700mL 目盛付)



洗口液の作り方

900ppm

ミラノール顆粒11% 1.8g包剤(ピンク色)1包あたり100mLの水で溶かす。

調製量については
下表をご参照ください。



集団応用での目安

| 人数目安 | 水の量 | 分包 |
|---------------|-------|------------|
| 10mL(1人1回使用量) | | |
| 30人 | 300mL | 3包 (5.4g) |
| 40人 | 400mL | 4包 (7.2g) |
| 50人 | 500mL | 5包 (9.0g) |
| 60人 | 600mL | 6包 (10.8g) |
| 70人 | 700mL | 7包 (12.6g) |

※残量が約50mL以下になりますとポンプでの分注は難しくなります。

■ 容量: 700mL(最大) ■ サイズ: (横: 95mm) (奥: 95mm) (高: 215mm) (重量: 90g)



4 987463700455



(株)ビーブランド・メディコーデンタル

本社 大阪市東淀川区西淡路5-20-19 TEL:(06)6370-4182
東京営業所 東京都千代田区神田錦町1-14(立花日英ビル) TEL:(03)3295-6926

ビーブランド

検索

<http://www.bee.co.jp>

劇 ミラノール[®] 顆粒 11%

専用溶解瓶

最大容量 200mL

計量カップ付(1~15mL 目盛)

計量カップ付




実寸サイズ

洗口液の作り方

250ppm

ミラノール顆粒11% 1g包剤(黄色)を1包あたり200mLの水で溶かす。



450ppm

ミラノール顆粒11% 1.8g包剤(ピンク色)1包あたり200mLの水で溶かす。



<溶解瓶(計量カップ付)> 容量:200mL 包装:10本入 サイズ:横48mm 奥56mm 高140mm 重量26g

<計量カップ> 容量15mL サイズ:横32mm 奥32mm 高30mm 重量3g



(株)ビーブランド・メディコーデンタル

本 社 大阪市東淀川区西淡路5-20-19 TEL:(06)6370-4182

東京営業所 東京都千代田区神田錦町1-14(立花日英ビル) TEL:(03)3295-6926

ビーブランド

検索

<http://www.bee.co.jp>