

エステティックデンチャーの研磨に適した、 アイキャストの研磨器材シリーズ。

その他熱可塑性樹脂・加熱重合型レジン・
金属の研磨も可能です。

技工用

歯科用艶出し研磨材

■ **エステシャイン** 300g入 ¥6,000



エステシャインは主にエステショットの艶出しに適した研磨材です。レジン・金属の艶出しも可能で、高い艶出し効果があります。エステコットンパフと併用してご使用頂くことをお勧めします。
歯科用研磨器材 一般医療機器 届出番号：26B1X10008000032

歯科用研磨材

■ **エステポリッシュサンド** 粉末1kg ¥2,000



中研磨のキズが効率よく取れ、最終研磨に移行できる研磨砂です。エステコットンパフと併用してご使用頂くことをお勧めします。
歯科用研磨器材 一般医療機器 届出番号：26B1X10008000033

歯科用研磨器材

■ **エステコットンパフ** 2枚入 ¥1,800



幅が細く・柔らかい素材なので、エステショットの焼きつきを防止し、効率よく研磨ができます。パフは砂がけ研磨用とルーージュ研磨用にそれぞれ分けてご使用ください。
エステシャイン・エステポリッシュサンドと併用してご使用頂くことをお勧めします。
歯科用研磨器材 一般医療機器 届出番号：26B1X10008000031



ノンメタルクラスプデンチャー
の研磨に優れています。

診療用

歯科用艶出し研磨材

■ **エステシャイン HP** 60g入 ¥2,500



エステシャインHPはチェアサイドで手軽に使える研磨材です。エステショット・レジン・金属に対して高い艶出し効果があります。エステホイールHPと併用してご使用頂くことをお勧めします。
歯科用研磨器材 一般医療機器 届出番号：26B1X10008000032

歯科用研磨器材

■ **エステホイール HP** 6個入 ¥1,500



エステホイールHPは、回転速度により硬さを調整できるハンドピース用パフです。球型で毛足がフェルトより長いため、歯間乳頭や歯頸部等に届き研磨できます。エステシャインHPと併用してご使用頂くことをお勧めします。
歯科用研磨器材 一般医療機器 届出番号：26B1X10008000034

●仕様および外観は、製品改良のため、予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。 ●価格は、2016年7月1日現在のものです。標準価格に消費税は含まれておりません。
●ご使用に際しましては、添付文書を必ずお読みください。

For laboratory

For clinic