



軽量。

わずか130g (ジャスティⅢと比較して約30%軽量化)

コンパクト。


幅73mm×奥行84mm×高さ90mm (ジャスティⅢと比較して約30%コンパクト化)

使いやすい。

ブラケットテーブル上でもジャマにならず、持ちやすく移動もラクラク



ジャスティ3.5については
こちらをcheck



本体前面パネルを
押すだけで確実に電源ON
スタート準備ができます

①

ファイル挿入

根管内にファイルを挿入するとリアルタイムでメーターが運動します。

②


根尖付近

根尖に近づくとグリーン
のメーターとブザー音で
知らせます。



③

根尖穿通の確認

根尖オーバー距離も3段階表示。
拡大ファイル選択の
目安になります。



1mmアンダー
生理学的根尖
解剖学的根尖



根尖穿通の確認も
約0.15mm単位で表示できます。

測定にとどまらず精度向上も追求。根尖穿通の確認もできる根管長測定器「ジャスティ3.5」

ファイル先端位置でも測定可能な高精度測定機能搭載2種類の周波数の組み合わせから、常に整合性を確認する「統合補正測定システム」を搭載。根管形態により変動する電流値を測定。ファイルの先端位置まで測定が可能です。

より正確な測定値 解剖学的根尖から1mm以内を0.1~0.15mm単位で測定が可能。ファイル先端から解剖学的根尖までの距離をより正確に測定します。

根尖エリアにやさしい測定 作業長決定のために解剖学的根尖までファイルを突き出す必要がなく、また根尖穿通も把握できるので、根管治療の精度向上に役立ちます。

JUSTY 3.5

APICAL LOCATOR

アピカルロケーター ジャスティ3.5

NEW



●標準価格:108,000円 ●本体 ●チャンネルインストルメントホルダー1本 ●口角クリップ1本 ●排唾管クリップ1本 ●単4アルカリ乾電池2本
●一般的名称:歯科用根管長測定器 ●販売名:ジャスティ3.5 ●認証番号:229AGBZX00014000(管理 特管)
●発売元:(株)ヨシダ 〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9 TEL.03-6880-2155(サポートセンター) ●製造販売元:藤栄電気(株) 横浜市都筑区大丸26