

除菌 + 除菌 Wの強力効果

BSA

Steri Cleen

濃度
60 ppm
弱酸性次亜塩素酸
除菌水

で新発売

STERI CLEEN possesses the strong sterilization effect in bacteria and virus mold by hypochlorous acid of density 60ppm.

500ml スプレー



4L ボトル

◆高い安全性。人、環境に安全

	環境	器具	皮膚	粘膜
グルタラール	●	●	✗	✗
次亜塩素酸ナトリウム	▲	●	▲	▲
消毒用エタノール	▲	●	●	✗
ウェルバス	✗	✗	●	✗
ポンピドンヨード	✗	✗	●	●
塩化ベンザルコニウム	●	●	●	●
ステリクリーン	●	●	●	●

● 問題なし

▲ 少し問題あり

✗ 問題あり

ステリクリーンの主成分
は次亜塩素酸。強い除
菌・消臭力がありながら、
人、ペットに安全です。

安心

環境

衛生

手袋・器具・容器・食材
の洗浄、除菌など衛生管
理を必要とするあらゆる
場所に使用できます。

ステリクリーンは有機物
に触ると水に還元する
ので排水しても自然環境
に影響を与えません。

◆高い除菌力、消臭力、安定性

力と安全性(ポートフォリオ)

除菌力小・安全性大
従来の消毒剤領域

《安全性大》

除菌力大・安全性大
理想の消毒剤領域

■ ステリクリーン

塩化ベンザルコニウム

クロルヘキシジン

テゴ51

ホビドンヨード

(イソジン)

エタノール

強酸性水

オゾン

クレゾール

フェノール

次亜塩素酸ソーダ

二酸化塩素

ホルマリン

グルタラール

アルデヒド

除菌力大・毒性大
従来の消毒剤領域

《除菌力小》

《除菌力大》

除菌力小・毒性大

使用されなくなる消毒剤領域

除菌



消臭

安全

これまでの基礎殺菌テストによると、ノロウイルス代替ネコカリシウイルス、インフルエンザウイルス、ヘルペスウイルス等数秒から数分で不活化し、黄色ブドウ球菌、绿膿菌、MRSA、カンジダ菌等、同じく短時間で殺滅いたします。新型インフルエンザ感染経路の遮断等の目的で感染拡大を抑止する方策のひとつとして活用ください。

臭いの元を上回る臭い消臭剤で臭いを変える方法ではなく、化学的に分解することによる根本的な臭い解消方法です。噴霧器等で空間の除菌と合わせて消臭にもご利用ください。


ステリクリーンは冷暗所保管、未開封状態で約6ヶ月間安定した効力を発揮します。
開封後は3ヵ月以内に使いきってください。



ステリクリーンの除菌力の証明

※日本食品分析センター調べ

■ 抗菌スペクトル



ウイルスを抑制

※日本食品分析センター調べ

作用液のウイルス感染値測定結果		
試験ウイルス	対象	$\log_{10} \text{TCID}_{50}/\text{ml}^*$
	検体	<1.5
インフルエンザウイルス	対照	6.7

作用液のウイルス感染値測定結果		
試験菌	試験液	$\log_{10} \text{TCID}_{50}/\text{ml}^*$
ネコカリシウイルス	ステリクリーン	6.0 <1.5 <1.5
	精製水	6.0 *** 6.5

TCID₅₀:median tissue culture infectious dose, 50%組織培養感染量
＊10倍濃度（ml当たりのTCID₅₀）の対数値

●对照：精製水
作用温度：室温
ウイルス濃度：精製水で10倍希釈したもの
<1.5:検出せず

ステリクリーンの使用例

※日本食品分析センター調べ

強力な除菌力と消臭力で施設の安全な衛生管理とコストダウンを実現します。



手指の洗浄・除菌に



器具の浸け置き除菌に



次亜塩素酸水対応の超音波
加湿器にて院内の消臭・除菌に



スケーラー水に



超音波洗浄器に入れて
義歯超音波洗浄に



オートクレーブの
かけられない樹脂製器具の
除菌に。

お客様の声

■大変な種類と数の福祉用具レンタルリースアップのものが集まり、クリーニング消毒、機能確認など細心の注意をもって次のお客様にお届けしています。



福祉用具メンテナンスセンター責任者コメント

洗浄・除菌に対しての液は存在しますが、消毒に関する限りは、決定的な物が存在せず、頭を痛めておりました。ステリクリーンと出逢いその効果には、うらやまのありました。今ではベッドの機械部などの除菌、消臭に用途が広まるばかりです。



充実のケア、充実の設備で快適と安心の提供をモットーの当施設ですが、独特的の施設臭が気になると来客時に指摘があり、さっそくステリクリーンでの噴霧器での噴霧と清掃時の使用を実施してみました。効果は1週間程度で実感でき、お客様より清潔感が増したとのご感想をいただくことができました。

■最初の訪問でびっくり。大型店との差別化を意識し、徹底した衛生管理、ペットの健康管理をしている事に感銘を受けました。



お客様に健康なペトを届けたい。ショップ内の衛生管理とペットの健康管理に最善を尽すのが私の大切な仕事。特に犬ジステンバーガルボウイルス感染症などの予防にステリクリーンの店内への噴霧やトリミング用具、手指の除菌に使用しております。二次効果としてショップ内の消毒にも大きな効果をあげております。

弱酸性除菌水 ステリクリーン

※スプレー専用ボトルに詰替えてご使用の際は、必ずステリクリーンの遮光ボトルをお使いください。光が入ると効力が失われます。

Steri Cleen

500ml スプレー	標準価格	980円
4L ボトル	標準価格	3,500円
10L	標準価格	6,800円
20L	標準価格	11,000円



500ml スプレー



4L ボトル



10L



20L

(詰替えに便利なコック付)

(詰替えに便利なコック付)

1Lあたり
550円
の経済性