

便座除菌クリーナー

Purelet.S
ピュアレット



ピュアレットSパウチ消臭
＜消臭剤配合タイプ＞
300mL 定価1,900円(税別)



特別価格



ディスペンサー：ホワイト
定価4,005円(税別)

高い除菌・除ウイルス・消臭効果 日常清掃の時短にも貢献できます！！

ピュアレットSパウチ消臭

特長1 高い除菌効果とウイルス除去効果

▶ エタノール・有機酸塩・アルカリ剤の相乗効果で細菌だけでなくウイルスも除去できます。

特長2 ダブル消臭効果

▶ トイレの嫌なニオイを、ミントの香りによるマスキング効果と臭気中和テクノロジーのダブル効果で消臭します。

特長3 簡単ですばやい拭き上がり

▶ エタノールベースなので、便座に残った汗や脂分を簡単に除去し、すばやく乾燥します。

特長4 安全性

▶ ご使用後の残留成分はほとんどありませんので、長期間のご使用で便座を傷めることはありません。また暖房便座にも使用可能です。

ピュアレットSディスペンサー

特長1 スリム&スタイリッシュ

▶ 奥行80mmのスリムボディに、上質感のあるスタイリッシュデザイン。

特長2 盗難・いたずら防止（キー付）

▶ 本体開閉用の専用キー付なので、パウチの盗難やいたずらを防止できます。

ピュアレットS パウチ消臭

除菌・ウイルス除去データ

●高いウイルス除去効果を確認しています。
ウイルス除去性試験

ウイルスの種類	接触時間	
	30秒	1分
エンベロープのないウイルス	99.99%以上	99.99%以上

試験機関：(一財)北里環境科学センター


●グラム陰性菌/グラム陽性菌に対する高い除菌効果を確認しています。
除菌性試験

細菌の種類	接触時間	
	30秒	1分
グラム陰性菌	99.999%以上	99.999%以上
グラム陽性菌	99.999%以上	99.999%以上

試験機関：(一社)日本油科検定協会



使用方法




- 1 トイレットペーパーを適量取ります。
- 2 プッシュボタンを3回押し、トイレットペーパーにクリーナーを充分取ります。
- 3 便座を拭きます。
※トイレットペーパーは、そのまま便器に流します。

※ピュアレットS消臭をご使用の場合
ニオイが気になるときにプッシュボタンを押してトイレットペーパーにクリーナーを噴霧蒸散させると消臭効果が得られます。

商品仕様

商品名	ピュアレットSパウチ消臭	荷姿	300mL/パウチ×12本/ケース	バーコード	本体：4536735181319 ケース：14536735181316
液性	弱アルカリ性	本体サイズ	幅110×奥行40×高さ103 (mm)	積段数	18段
成分	エタノール、有機酸塩、アルカリ剤、香料、精製水	商品コード	5948212		
商品名	ピュアレットSディスペンサー(ホワイト)	本体サイズ	幅150×奥行80×高さ150 (mm)	バーコード	小箱：4536735181043 ケース：14536735181040
荷姿	1台×12/ケース	商品コード	5883105	積段数	6段

製造元  シーバイエス株式会社

販売元  株式会社モモセ歯科商会

本社・大阪営業所：〒543-8691 大阪市天王寺区南河堀町6-35
TEL:06-6773-3333(代)
東京営業所：〒110-0016 東京都台東区台東2-24-2
TEL:03-3835-2653(代)
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂6-24-21
TEL:092-575-6060(代)

■お問い合わせご用命は…