

不可能が可能になる!!


根管内で破折したファイルを容易に取り除くことができるベスト インストゥルメント

それが **B**roken **T**ool
Remover
ビーティーアールペン

btrPen

BSA

です。



BTR Pen Author,
Piotr Pawłowski DDS

破折ファイルを **正確** に
つかみ **確実に** 除去



+

ベルギーの歯科医師によって設計された、あらゆる根管に使えるシングルツールシステムです。

+

高い防腐蚀性を持つ外科用スチール。繰り返しのオートクレーブ滅菌に対しても高い耐久性を有します。

+

スリムなペンタイプで視野の確保がしやすく臼歯部へのアクセスも容易です。

+

φ0.3mm径の標準チップ内を通る「Nitinol」ワイヤーは直径φ0.0762mmと髪の毛の太さながら、引っ張り強度 1.5kg と究極の耐久性を持つ最先端の形状記憶合金ワイヤーです。

+

標準チップは、φ0.3mm径 (30G) 極細&高弾性チップの為、狭く曲がった根管へのアクセスも容易です。

操作はカンタン!!

3ステップ

1

破折ファイルに Nitinolワイヤーを通し

2

ワイヤーを締め

3

引っばる

チップは **4** 種類

業界で最も細いチップです。

φ0.2 mm 径

近日発売

ワイヤー直径φ0.0254mm

標準品 **φ0.3 mm 径**

標準品
ワイヤー直径φ0.0762mm
引っ張り強度 1.5kg

φ0.4 mm 径

ワイヤー直径φ0.085mm
引っ張り強度 2.0kg

φ0.5 mm 径

高い引張強度の必要な症例に
ワイヤー直径φ0.1mm
引っ張り強度 2.3kg

BTR PEN セット

セット内容

TR PEN ツール- 1個
BTR PEN キャリブレーター- 1個
ループ付きBTR PEN チップ- 5個 (φ0.3mm径)
BTR PEN スプリング (ソフトおよびハード)- 2個
(サードスプリング、ミディアム、ツールに取り付けられています)
BTR PEN O リンガー- 3個

●歯科根管内異物除去器具セット
●風出番号: 2308200017000284

MADE IN Poland

標準価格

¥99,800

先端チップ

~チップ選択基準~

①根管の大きさ ②破折したファイルの位置 ③ファイルの状態 (根管壁に食い込んでいる、引っかかっているだけ等) の3点を確認し決定します。

φ0.2 mm チップ 5本入 標準価格 ¥4,800

φ0.4 mm チップ 5本入 標準価格 ¥4,800

φ0.3 mm チップ 5本入 標準価格 ¥4,800

φ0.5 mm チップ 5本入 標準価格 ¥4,800



詳しくは



btr-pen.com

臨床動画で閲覧いただけます。