



便座除菌クリーナー

トイレの衛生管理

便座除菌クリーナー

便座きれいくんV

原液

液状

PRTR制度対応品

火気注意

中性タイプで「ノンエンベロープウイルス」にも効果を発揮!! トイレで感染リスクのある個所の除菌に。

(特許第6783516号)

※必ず専用の便座クリーナー用ディスペンサーに詰め替えてご使用ください。

©SARAYA CO.,LTD.



天然
ラベンダーの香り

保管スペースの
少ない店舗等に
おすすめ

5L

3L

商品特長 1

ノンエンベロープ ウイルスにも 効果を発揮

99.99% ウイルス 除去

各製品のノンエンベロープウイルス不活化試験を実施。
便座きれいくんVは作用時間2分間で99.99%以上減少させ、不活化効果が期待できます。

製品名	不活化率
便座きれいくんV	>99.99%
便座きれいくんV 天然ラベンダーの香り	>99.99%

商品特長 2

中性なので 材質への影響に配慮

便座によく用いられる材質に対する影響はほとんどありません。

商品特長 3

ふくだけ簡単手軽に除菌


トイレトペーパーでふき取ってそのままトイレに流せます。エタノールベースの除菌クリーナーなので、使用後の水洗いや二度拭きは不要です。

市場DATA

衛生的なトイレが
求められています。

Q 便座除菌剤を利用しますか？

約90%の方が
利用すると回答



全国設置事例

国際空港から飲食店まで
各地で利用が広がっています。



※従来モデル (SC-460)

関西国際空港トイレ内

使用シーン

不特定多数の方が使用するトイレの衛生に

- 店舗トイレ ■ オフィス・従業員トイレ
- 公衆トイレ ■ 病院・クリニックトイレ など

便座だけでなく
手指が触れる箇所が
感染の原因となります。



カートリッジタイプで
リーズナブルに。

薬液ボトル450mLで
約560回^{※1}使用出来ます。



※1.プッシュ式ディスペンサー
MD-450使用時
吐出量 約0.8mL/回

※2.カップ・ノズルは別売りとな
っております。

品名	内容量 / 規格	1梱入数	商品コード	JANコード
便座除菌クリーナー 便座きれいくんV	5L	3	50274	49-87696-50274-1
便座除菌クリーナー 便座きれいくんV 天然ランダナーの香り	3L	3	50277	49-87696-50277-2

- 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。
- 掲載製品の詳細については、取扱店または当社にお尋ねください。
- 記載内容は2021年4月現在のものです。

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
TEL.06-6797-2525 <https://www.saraya.com/>