



# Angelus SILANO

アンジェラス シラノ



コストパフォーマンスに優れた  
セラミックプライマー

 **angelus**<sup>®</sup>  
Japan

## 1本で処理が完結

ホワイトポスト(ファイバーポスト)、セラミックスやハイブリッドレジンによる修復物の前処理(シランカップリング処理)材です。シラン材を使用した場合、サンドブラスト処理の必要はありません。その他セラミック冠、セラミックインレー、CAD/CAM冠、硬質レジンジャケットの場合には、サンドブラスト処理をする事で接着強度を増大させます。



## 1液タイプ

ホワイトポスト(ファイバーポスト)に使用した場合 20Mpa以上の接着強さを持っています。



## 使用方法

塗布後、弱～中圧のマイルドなエアブローで乾燥させてください。



## 使用できる補綴物

アンジェラス シラノはホワイトポスト(ファイバーポスト)、セラミックス冠、セラミックインレー、CAD/CAM冠、硬質レジンジャケット冠の補綴物に使用が可能です。



## Angelus SILANO

アンジェラス シラノ

販売名: アンジェラス シラノ  
 一般的名称: 歯科セラミックス用  
 接着材料(70815000)

医療機器分類: 管理医療機器

認証番号: 228AGBZX00074000

標準価格: 4,000円(税抜)

4,400円(税込)

内容量: 5ml



※ 仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。価格は2024年9月現在のものです。

● お問い合わせは下記まで

● 製造販売業: Angelus Japan 株式会社 大阪府茨木市下穂積4-13-206

angelus<sup>®</sup>  
 Japan  
 072-657-7756

商品ページは  
 こちら

