

# コメット エンドトレーサー



Quality Products  
Made in Germany

## 根管内う蝕除去用 Extra Long カーバイドバー CA

医療機器の分類：一般医療機器  
一般的名称：歯科用カーバイドバー  
販売名：コメットカーバイドバー  
届出番号：27B2X00091000002

## For Conservative Endodontic Treatment

製品動画は  
こちら




製造元提供

製品動画は  
こちら



渥美 克幸 先生  
(埼玉県川口市,  
デンタルクリニックK)



### 髄腔内に届く

症例写真ご提供：岩崎 圭佑 先生  
(東京都墨田区, 岩崎歯科医院錦糸町 MI センター)

製品動画は  
こちら



岩崎 圭佑 先生  
(東京都墨田区,  
岩崎歯科医院  
錦糸町 MI センター)




### 遠心部のう蝕も見える

症例写真ご提供：岩崎 圭佑 先生  
(東京都墨田区, 岩崎歯科医院錦糸町 MI センター)


## 最小 0.4mmの作業部直径

低侵襲な歯内療法コンセプトに合致する最小 0.4mm作業径  
ブレード直径が大きい製品はう蝕や髄腔内感染歯質除去、  
小さい製品は根管口の明示やイスマスの除去などを行えます



## ミラー使用時でも見える

極細で長いネックなので髄腔開拓時や  
遠心部位での治療時にも視野を妨げません  
全長 34mm の製品はマイクロスコープ下での処置や  
歯冠長の長い歯の治療に特に適しています



## ブレードデザインの精密性

極小サイズのブレードに正確な刃付けを施しています  
切削効率が高いのでエンド用コードレスエンジンに装着して  
無注水で使用していただくことも可能です



製品名	価格
31mm アソートセット	¥8,000
内容(各1本入)	プラスチックケース
H1SML31 - 004,006,008 010,012,014	滅菌不可

製品名	価格
34mm アソートセット	¥9,700
内容(各1本入)	プラスチックケース
H1SML34 - 004,006,008 010,012,014	滅菌不可

品番(31mm)	H1SML31-004	H1SML31-006	H1SML31-008	H1SML31-010	H1SML31-012	H1SML31-014	
品番(34mm)	H1SML34-004	H1SML34-006	H1SML34-008	H1SML34-010	H1SML34-012	H1SML34-014	
最大径(mm)	0.4	0.6 (US #1/2)	0.8 (US #1)	1.0 (US #2)	1.2 (US #3)	1.4 (US #4)	
用途	根管口の探索やイスマスの処置			髄腔内感染歯質の除去			

シャンク：CA 全長：31mm・34mm 最高回転数：毎分2万回転 イラストはほぼ実物大です

標準医院価格：6,400円(31mm・5本入)・7,600円(34mm・5本入) シャンク：CA  
1,400円(31mm・1本入)・1,700円(34mm・1本入) シャンク：CA

※004は深い箇所にあるイスマスをマイクロスコープ下で除去する際に使いやすいサイズです

適正回転数  
毎分 1,500 回転



品番	セット価格
4670.205	26,800円
総入数	ステンレス製ケース
10本	滅菌可能
内容	(各1本入)

H1SML31 - 006,008,010,012,014  
H1SML34 - 006,008,010,012,014  
※004サイズは含まれません



製造販売元  
株式会社モモセ歯科商会

本社・大阪営業所 〒543-0054 大阪府大阪市天王寺区南河堀町 6-35 TEL 06-6773-3333 代  
東京営業所 〒110-0016 東京都台東区台東 2-24-2 TEL 03-3835-2653 代  
九州営業所 〒812-0893 福岡市博多区那珂 6-24-21 TEL 092-575-6060 代  
URL : http://www.momose-dm.co.jp/

お問い合わせは