



pul®

2 IN 1 ALIGNER SEATING & REMOVAL TOOL




プル®システムはチューイ & アライナー取り外し器具を兼ね備えた アメリカで生まれた人気の2in1ツールです。歯列矯正用バンド・スナップオンベニア・ホワイトニングトレイ・義歯・スポーツ用マウスガード・ナイトガードの取り外しにも使用できます。



pul® BITE ME

バイトミー

- 再利用可能なチューイは矯正装置にかかる圧力の均等な分散を促し、不均等な歯の移動や圧力点の集中を防ぎます。
- フィンガーリングにより、アライナーの位置決め、操作、取り外しが簡単に。
- 口の中に指を入れる必要がなく衛生的です。
- フックボタンやアタッチメントが付いたアライナーの場合に特に便利です。



米国特許: 16/455,663

※ 1回あたりに約5~10分間、1日あたり3~4回噛むと、歯とアライナーが正しい位置に留まります。



pink



blue



orange

【商品名】バイトミー 【カラー】ピンク・ブルー・オレンジ

●包装：チャック袋 ●サイズ（最外径）：W26x H78x D11mm ●重さ：18g



pul® CARRY ME

キャリミー

専用収納ケース

マットカラーのスリムで洗練されたモダンなケースです。マグネット開閉でケースをしっかりと固定します。リテーナー・スポーツガード・マウスガード部分入れ歯にも！プレゼントにも最適です。



clean white



smooth gray

【商品名】キャリミー 【カラー】クリーンホワイト・スムースグレー

●包装：チャック袋 ●サイズ（内寸）：W90x H60x D20mm ●重さ：50g ●マグネット開閉 ●空気穴なし