

BSA カルシウムシリケート系 プレミックス フロータイプ バイオセラミック シーラー

One-Fil® 新発売

Calcium Silicate Based Bioceramic Sealer

DR. MOH'D HAMMO
Endodontist


endo diary
はこちらから



- ① 高いX線不透過性
- ② 高い生体親和性
- ③ 高い濡れ性
- ④ pH13の高い除菌性
- ⑤ 高い封鎖性
- ⑥ 高い寸法安定性
- ⑦ 高コストパフォーマンス

エビデンス：オーストラリアエンド誌 2021年12月47(3):512-519. doi: 10.1111/aej.12515. Epub 2021年4月24日▶

BSAワンフィル シリーズはケイ酸カルシウムを主成分としたMTA系(Mineral Trioxide Aggregate)のバイオセラミック シーラー。混和工程不要の1ペーストフロータイプで、濡れ性に優れ塗布が容易。流動性と放射線不透過性および生体親和性に優れ微小浸潤層を封鎖し、歯質の再石灰化を促進するバイオアクティブ系。




保険で使えるコスパを実現、バイオセラミックシーラーがこの価格!!

物理的性質表	
pH	13
硬化時間	水分と反応後30分
完全硬化時間	3.5時間以内
流動性	26
溶解度(%)	<1.1
放射線不透過性(mmAl)	9

- 一般的な名称: 歯科用灌輸材料(管理)
- 認証番号: 307AKBZX00024000

商品コード	セット内容	入数	標準価格
9071	2g シリンジ×1 チップ×10本	1ケース	¥5,800 /ケース (税別)

プレミックス フロータイプ
1ペースト材



臨床動画▶



パルプキャッピング、パーフォレーションリペア、逆根管充填、再生歯内療法に。

カルシウムシリケート系 プレミックス パテタイプ バイオセラミック セメント

One-Fil® Putty

Premixed Multi-Purpose Bioceramic Putty

外科的処置用高粘度パテタイプのセメントです。プレミックスタイプなのでシリンジから出してそのままお使いいただけるので手間がありません。また、術者の習熟度にも影響されず、安定した操作性が確保いただけます。

初期硬化 5 分のため出血部位にも有効です。

物理的性質表	
pH	13
硬化時間	水分と反応後5分
完全硬化時間	1時間以内
溶解度(%)	<1.3
放射線不透過性(mmAl)	10

- 一般的な名称: 歯科用灌輸材料(管理)
- 認証番号: 307AKBZX00025000

商品コード	セット内容	入数	標準価格
9072	0.25g シリンジ×4	1ケース	¥3,800 /ケース (税別)

製造元




プレミックス パテタイプ
1ペースト材



用途



臨床動画▶



〈資料提供: 月星歯科クリニック 月星太介先生〉