キャンペーン期間 2026 11.24 > 2027 1.20 数量限定

Smile for the World
Since 1921
100 years of Quality in Dental

1液性ボンディング材

G-ボンド ユニバーサル

Special Price Campaign

スペシャルプライス キャンペーン

平素はジーシー製品をご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。
この度、「G-ボンド ユニバーサル スペシャルプライスキャンペーン」を実施いたします。
是非、この機会にご用命ください。

エアーブローの有無を 自由に選択!



WATER-FREE ウォーターフリー
SILANE COUPLING AGENT シランカップリング剤配合

ユニバーサル アドヒーシブ
G-ボンド ユニバーサル 保険適用

2本包装 包装・希望医院価格●2本包装1函：G-ボンド ユニバーサルボトル(5mL)2本＝¥32,700
単品包装 包装・希望医院価格●1本包装1函：G-ボンド ユニバーサルボトル(5mL)1本＝¥18,900

歯科用象牙質接着材／歯科金属用接着材料／歯科セラミックス用接着材料／
歯科用知覚過敏抑制材料／歯科用シーリング・コーティング材／歯面コーティング材
ジーシー G-ボンド ユニバーサル 管理医療機器 307AKBZX00014000

キャンペーン期間中 G-ボンド ユニバーサル 【2本包装】【単品包装】を 特別価格 にてご提供!

キリトリ

ご注文書

キャンペーン期間：2026年11月24日~2027年1月20日

貴医院名

ご住所 〒

TEL ( )

お取引販売店 ご担当者 様

対象製品		ご注文数
G-ボンド ユニバーサル	2本包装 (5mL 2本)	
	単品包装 (5mL 1本)	

※ご記入いただきました個人情報は、ご注文品の受発注業務並びに今後の弊社製品やセミナーのご案内に活用させていただきます。また、頂いた個人情報は記載の目的において弊社グループ会社及び弊社販売店に提供することがございます。
※数量に限りがありますので、期間中でも完売になり次第終了させていただきます。あらかじめご了承願います。


株式会社 ジーシー
支 店 ●東 京(03)3813-5751
●大 阪(06)4790-7333
営業所 ●北海道(011)729-2130
●東 北(022)785-8040
●名古屋(052)757-5722
●九 州(092)441-1286

ご用命は

エアーブロー条件に依存しない接着性能・ボンディング層の厚みに影響されない接着強度


■各エアーブロー条件下の接着強さ

＊ISO 29022:2013を部分的に引用し測定
＊エナメル質・象牙質それぞれの条件における一元配置分散分析(ANOVA, α=0.05)にて統計処理を実施。有意差なし。



ジーシー研究所測定データ

■各エアーブロー条件下の被膜厚さ(SEM 画像 x1000)



接着阻害となる水を含まないため、
エアーブローなし | 弱圧エアーブロー | 強圧エアーブロー
どの条件下でも安定した接着力を有します。
エアーブロー条件を撤廃することで、術者の違いで起こる**テクニカルエラーを低減**します。

【テクニカルエラーの例】
- 水分の除去不足
- 浸出液が窩洞に入ってしまう



エアーブローなしはこんな時に!
- エアーブローの圧力で**出血しそう**な場合
- エアーブローをかけると**浸出液が窩洞に入りそう**な場合
- 知覚過敏がありエアーブローをかけると**しみる**場合
- 歯肉縁下など**コンタミ予防が難しい**場合
- 小児や高齢者など**長時間の開口が難しい**場合
- ボンディング液を**飛び散らせたくない**場合　など




エアーブローありはこんな時に!
- ボンディング層を**薄くしたい**場合　など

1本でボンディング処置もプライマー処理も

シランカップリング剤配合により、ガラスセラミックスやコンポジットレジンの被着面にも接着可能で、さらに幅広い用途に使用できます。
そのため、被着面の材質によって塗り分ける必要がなく、面倒なリペア作業もスピーディに行えます。

■各種補綴装置への接着強さ

＊ISO 29022:2013を部分的に引用し測定
※左記はエアーブローなし条件下における数値です。



ジーシー研究所測定データ

POINT 水を含まないため、ボトル内でシランカップリング剤が加水分解しにくく、成分が長期間安定して保持されます。

ガラスセラミックス、コンポジットレジンへの接着に	シランカップリング剤
歯質脱灰および歯質、メタル、ジルコニアへの接着に	10-MDP※
ボンディング層強化に	高強度ジメタクリレートモノマー
歯質への浸透性向上に	両親媒性アミドモノマー

※10-MDP=10-methacryloyloxydecyl dihydrogen phosphate

マルチに使えるG-ボンド ユニバーサル1本でOKに!



その他の実用性
- 塗布後の待ち時間ゼロ
- 室温保管OK
- 1滴の滴下量が少なく経済的
- 採取しやすい1ドロップボトル

新製品のご案内

11/24 新発売

新テクノロジー採用のレジンセメント

ユニバーサルレジンセメント 保険適用

ジーセム ユニバーサル



オートミックスタイプ　歯科用合着・接着材料I 自動練和型　**36点**

歯科接着用レジンセメント　ジーシー　ジーセム　ユニバーサル
管理医療機器　307AKBZX00104000

SILANE COUPLING AGENT
シランカップリング剤配合

HEMA-FREE
HEMAフリー

シランカップリング剤配合
保険から自費までこれひとつ!
高いユーザビリティ




ハンドミックスタイプ　歯科用合着・接着材料I 標準型　**17点**

歯科接着用レジンセメント　ジーシー　ジーセム　ユニバーサル　カートリッジ
管理医療機器　307AKBZX00105000

2026 11.24 > 2027 1.20
ジーセム ユニバーサル発売記念キャンペーンも実施中です!



G-ボンド ユニバーサルとの併用により、幅広い症例に対応



ジーセム ユニバーサル　G-CEM Universal × G-BOND Universal　G-ボンド ユニバーサル

より安定した接着を追求したユニバーサルシステム

