# 隼 HAYABUSA
# 平均値咬合器

## 性能と作業性にこだわった平均値咬合器。
## 隼にブラックが新登場!



隼ブラック


隼グリーン


隼 100h

### 特 長


- ○「隼」「隼100h」咬合器はマグネット着脱式の平均値咬合器
- ○ 上下顎間距離「隼」78mm 「隼100h」100mmに設計
- ○ 様々な症例に対応でき側方運動・前方運動など、顎運動を再現可能
- ○ 高さ調整ネジでインサイザルピンを浮かした際に、間違えて上顎を倒しても作業模型を破損しない構造
- ○ インサイザルピンには、1mm間隔のラインがあり最大4mmまで上顎を上げる事が可能
- ○ 各種交換用パーツを販売



**隼100hの特長**

- ○ 軽く操作性が良い
- ○ 高さがあり、トリミング時間の短縮可能
- ○ 上下顎同時に補綴物を作製する際にも高さが十分あり使いやすい

| | 隼 | 隼 100h |
|---|---|---|
| 上下顎間距離 | 78mm | 100mm |
| 矢状顆路傾斜角 | 20°~40° | 20°~40° |
| 切歯路傾斜角 | 10°(矢状・側方共) | 10°(矢状・側方共) |
| 本 体 寸 法 | D100×W160×H115mm | D110×W160×H134mm |
| 本 体 重 量 | 405g | 430g |



**付属品**

隼・隼 100h 共通
スチールプレート 6枚
ネームプレート 1枚

隼グリーン・隼ブラック ¥9,300(税別)
隼100h ¥10,300(税別)

製造販売元：M.A 有限会社 秋山歯科器具製作所
〒110-0013 東京都台東区入谷2丁目37番2号 Tel.03-3871-6525

〈区分〉一般医療機器 〈一般的名称〉歯科用咬合器 〈医療機器届出番号〉隼 13B3X00243000030 隼100h 13B3X00243000033 〈販売元〉サンデンタル株式会社 〈製造国〉日本製

SD サンデンタル株式会社 〒542-0081 大阪市中央区南船場 4-8-9
商品に関するお問い合わせ：月~金 9:00~17:00
大阪 06-6245-0950 東京 03-3836-9347 福岡 092-482-2318

サンデンタルホームページ
https://www.sundental.jp

@sundentaljapan

2608G_04

SD ニュークイックミニバーナー

# SD NEW Quick mini burner

## 全て国内製造の強みを生かした 万全のアフターサービス




¥9,800（税別）

### 特長


- ON OFF着火ボタンが片手操作で取扱える圧電着火付き
- エアー調整レバーで先端が細い炎、太い炎調整可能
- 横にしての使用時に角度がつくためロウ、ワックス等火口に入りにくい構造
- 火口の部分のセラミックが内蔵された為旧タイプと比べ破損しにくい
- 付属のスタンドを使用すれば自在の角度で使用できる
- ガス入れ過ぎ防止機能付き（取扱説明書参照）

一般医療機器　歯科用バーナー　届出番号　13B3X00243000031

## オールラウンドに使えるハンディートーチ




**横にしての使用例**
チェアーサイドにてバイトワックスの軟化が行える。



**歯肉形成の使用例**
ロウ義歯の歯肉形成が行える。
火口セラミックが内蔵された為、旧タイプと比べ破損しにくい構造。



**ブリッジのロウ着使用例**
小さいブリッジのロウ着は机の上で移動せずに行える。



**ロウ着使用例**
火口が角度をつけて使用できる為ロウ、ワックス等が入りにくい。

## 大容量 お徳用サイズ！




**詰替え用ボンベ（220g）**
¥1,250（税別）

### 仕様

| | |
|---|---|
| 重　さ | 275g |
| 燃焼時間 | 約35分 |
| 火炎温度 | 1,100℃～1,200℃ |

### ⚠ 注意事項

※本製品を寝かせて使用する場合は、ワックスが火口に落ちないようご注意ください。故障の原因になります。
※ボンベの注入時間は入れすぎるとガスが液化する為、故障の原因になります。（約5秒間が目安です）
※炎が高温度の為、（1,100℃～1,200℃）特に下に向けて使用した場合火口本体部分が高温になるため、火傷に注意してください。

販売元 SD サンデンタル株式会社 〒542-0081 大阪市中央区南船場 4-8-9
商品に関するお問い合わせ：月～金 9:00～17:00
大阪 06-6245-0950　東京 03-3836-9347　福岡 092-482-2318
サンデンタルホームページ https://www.sundental.jp
@sundentaljapan
製造元 有限会社 秋山歯科器具製作所

2608G_04